

ÖSSUR LOGIC

Guida per professionisti



1 Scaricate Össur Logic

Scaricate l'applicazione Össur Logic dall'App Store Apple.

Verificate che il vostro iPad o iPhone sia ben collegato a Internet e che il RHEO KNEE® sia acceso.



Logic - Guida utente



Si ha già un account Össur Logic? | ACCEDI |

2 Se è il vostro primo accesso:

Cliccate su “REGISTRARE”.

B Se avete già un account:

Cliccate su “IDENTIFICARE” inserite i vostri dati.

Poi, passate alla fase 5.

3 Per gli operatori sanitari

Se siete degli operatori sanitari, inserite il vostro **numero cliente**. Questo si trova nella vostra fattura Össur (**ITA0XXX**).

In caso di difficoltà, contattate il nostro Servizio Clienti.

B Per utenti RHEO KNEE®

Se siete utenti, premere su **Effettuare**.



4 Create le vostre credenziali


Indicate i vostri dati di contatto e poi scegliete una password.

Per finalizzare la vostra iscrizione, confermate il vostro indirizzo email attraverso il link inviato per email.

Autorizzate la connessione Bluetooth.

5 A Inserite Rheo Knee

Cliccate su Aggiungi un dispositivo.



B Selezionate il vostro dispositivo


Selezionate il vostro dispositivo
Compariranno tutte le protesi bioniche
Össur vicine e accese. Il vostro RHEO
KNEE® appare in formato **RK3******

Se il vostro RHEO KNEE® non appare: È possibile che il vostro dispositivo iOS sia associato a troppi dispositivi. Uscite da Össur Logic, andate su Impostazioni / Bluetooth. Eliminate quelli che non vi servono più e riniziate il processo.

C Indicate il codice di associazione

Indicare il Codice di associazione. Questo corrisponde alle ultime 6 cifre del numero della serie che si trova sul retro del RHEO KNEE®: "HFXXXXXX".

Il ginocchio emette un segnale sonoro quando è associato.



Connessione riuscita

Il ginocchio è ora connesso a Össur Logic, è possibile accedere alle varie impostazioni del ginocchio e alle impostazioni utente.

6

A Effettuate la calibratura

- Cliccate sull'icona Parametri dispositivo.
- Mettete il ginocchio in posizione verticale, senza invasatura.

Nessun carico deve essere esercitato sulla piramide superiore del ginocchio.

B Cliccate su Calibratura

- Poi
- Iniziare

La calibratura verrà effettuata automaticamente.



7

Effettuate la Regolazione Automatica

- Ritornate alla pagina precedente (Parametri dispositivo).
- Cliccate su Regolazione automatica.
- Collegate la protesi all'utente.
- Verificate l'allineamento statico.
- Verificate l'allineamento dinamico.

Le impostazioni di fabbrica permettono di verificare l'allineamento dinamico in tutta sicurezza.

- Cliccate sul bottone Iniziare.
- Chiedete all'utente di fare 30 passi alla sua velocità di camminata normale, su terreno piatto.

La regolazione automatica è stata effettuata.



Fine!

Il ginocchio RHEO KNEE® è pronto all'uso.

Potete effettuare delle regolazioni manuali utilizzando opzioni diverse nella sezione **Regolazioni avanzate.**

