

# ENGLISH

## DESCRIPTION OF SYMBOLS

**MD** Medical Device

## USES

Support for weak and/or injured knees.

## FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove shoes if necessary.
2. Hold the support so the wider side is at the top and knee opening at the front.
3. Pull the support over your knee and position it so the kneecap fits into the opening.

## WASHING INSTRUCTIONS

This product may be cleaned using mild detergent and cold water. Do not bleach. Do not wash in washing machine or place in dryer. Lay brace flat on a towel to air dry. Do not squeeze.

## GENERAL SAFETY INFORMATION

**WARNING:** In cases of functional change or functional loss, the patient should stop using the device and contact a healthcare professional.

**WARNING:** If the device shows signs of damage or wear hindering its normal functions, the patient should stop using the device and contact a healthcare professional.

## REPORT A SERIOUS INCIDENT

**Important notice to users and/or patients established in Europe:**

The user and/or patient must report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

## DISPOSAL

The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national environmental regulations.

## LIABILITY TEXT

Össur does not assume liability for the following:

- Device not maintained as instructed by the instructions for use.
- Device assembled with components from other manufacturers.
- Device used outside of recommended use condition, application, or environment.

# ESPAÑOL

## DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS

**MD** Producto sanitario

## USOS

Soporte para rodillas débiles o heridas.

# COLOCACIÓN

1. Remueva sus zapatos si es necesario.
2. Sujete el soporte para que el lado más ancho este arriba y la apertura de la rodilla al frente.
3. Jale el soporte sobre su rodilla y póngalo en posición para que su rotula calce en la apertura.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Este producto puede ser lavado con detergente suave y agua fría. No use lejía. No lave en lavadora o seque en secadora. Estire la férula sobre una toalla para que se seque. No la arrugue.

## INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** En casos de cambio funcional o pérdida funcional, el paciente debe dejar de usar el dispositivo y ponerse en contacto con un profesional sanitario.

**ADVERTENCIA:** Si el dispositivo muestra signos de daño o desgaste que dificultan sus funciones normales, el paciente debe dejar de usar el dispositivo y ponerse en contacto con un profesional sanitario.

## INFORMAR DE UN INCIDENTE GRAVE

**Aviso importante a los usuarios y pacientes establecidos en Europa:**

El usuario y/o paciente debe informar de cualquier incidente grave que se produzca en relación con el dispositivo al fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que el usuario y/o paciente esté establecido.

## ELIMINACIÓN

El dispositivo y el envase deben eliminarse de acuerdo con las normas medioambientales locales o nacionales correspondientes.

## TEXTO DE RESPONSABILIDAD

Össur no asumirá responsabilidad alguna ante las siguientes circunstancias:

- El dispositivo no se mantiene según lo indicado en las instrucciones de uso.
- Al dispositivo se le aplican componentes de otros fabricantes.
- El dispositivo se utiliza de forma distinta a las condiciones de uso, aplicación o entorno recomendados.

## 中文

## 符号描述

**MD** 医疗器械

## 预期用途

用于骨折固定时夹持骨骼固定或支撑

## 产品应用

膝关节不稳支撑和 / 或受伤的膝关节保护。

## 佩戴说明

1. 脱下鞋子（如有必要）。
2. 握住支具，使较宽的一侧位于顶部，且膝关节开口位于前面。
3. 将支具拉到膝关节上方，并将其放置到位，使髌骨与开口相吻合。

## 洗涤说明

本产品可用温和的洗涤剂和冷水进行清洗。请勿漂白。请勿在洗衣机中洗涤或置于烘干机中。将支具平放在毛巾上晾干。请勿挤压。

## 一般安全信息

**警告：**如果出现功能改变或功能丧失，患者应停止使用本器械并联系医疗保健专业人员。

**警告：**如果器械出现损坏或磨损的迹象而影响其正常功能，患者应停止使用本器械并联系医疗保健专业人员。

## 报告严重事件

针对定居于欧洲的用户和 / 或患者的重要通知：  
用户和 / 或患者必须将与设备有关的任何严重事件报告给制造商和 / 或用户和 / 或患者所在的成员国 / 地区的主管当局。

## 最终处置

设备和包装必须按照各自的地方或国家环境法规进行处置。

## 责任文本

Össur 不承担以下责任：

- 设备未按照使用说明进行维护。
- 设备与其他制造商的零部件组装在一起。
- 在推荐的使用条件、应用或环境之外使用的设备

## 代理人和生产厂家信息

注册人 / 生产企业：Össur hf. 奥索股份有限公司  
注册人 / 生产企业地址：Grjóthals 1-5 Reykjavik 110 Iceland

注册人 / 生产企业联系方式：+354 5151300  
代理人及售后服务机构：奥索假肢矫形康复器材（上海）有限公司  
代理人及售后服务机构地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号 B 区 201 室

代理人及售后服务机构联系方式：021-6127 1727

生产日期：见外包装

生产批号：见外包装

医疗器械备案凭证编号：国械备 20170278 号

说明书版本号：2

**Össur Americas**  
27051 Towne Centre Drive  
Foothill Ranch, CA 92610, USA  
Tel: +1 (949) 382 3883  
Tel: +1 800 233 6263  
ossurusa@ossur.com

**Össur UK Ltd**  
Unit No 1, S:Park  
Hamilton Road  
Stockport SK1 2AE, UK  
Tel: +44 (0) 8450 065 065  
ossuruk@ossur.com

**Össur Europe BV**  
De Schakel 70  
5651 GH Eindhoven  
The Netherlands  
Tel: +800 3539 3668  
Tel: +31 499 462840  
info-europe@ossur.com

**Össur Deutschland GmbH**  
Augustinusstrasse 11A  
50226 Frechen  
Deutschland  
Tel: +49 (0) 2234 6039 102  
info-deutschland@ossur.com

**Össur Canada**  
2150 – 6900 Graybar Road  
Richmond, BC  
V6W 0A5 , Canada  
Tel: +1 604 241 8152

**Össur Nordic**  
Box 770  
191 27 Sollentuna, Sweden  
Tel: +46 1818 2200  
info@ossur.com

**Össur Iberia S.L.U**  
Calle Caléndula, 93 -  
Miniparc III  
Edificio E. Despacho M18  
28109 El Soto de la Moraleja,  
Alcobendas  
Madrid – España  
Tel: 00 800 3539 3668  
orders.spain@ossur.com  
orders.portugal@ossur.com

**Össur Europe BV – Italy**  
Via Baroaldi, 29  
40054 Budrio, Italy  
Tel: +39 05169 20852  
orders.italy@ossur.com

**Össur APAC**  
2F, W16 B  
No. 1801 Hongmei Road  
200233, Shanghai, China  
Tel: +86 21 6127 1707  
asia@ossur.com

**Össur Australia**  
26 Ross Street,  
North Parramatta  
NSW 2151 Australia  
Tel: +61 2 88382800  
infosydney@ossur.com

**Össur South Africa**  
Unit 4 & 5  
3 on London  
Brackengate Business Park  
Brackenfell  
7560 Cape Town  
South Africa  
Tel: +27 0860 888 123  
infoisa@ossur.com



**Össur hf.**  
Grjóthals 1-5  
110 Reykjavik  
Iceland



[www.ossur.com](http://www.ossur.com)

©Copyright Össur 2020 IFU 0563 1461-001

Rev. 2

**ÖSSUR**<sup>®</sup>  
LIFE WITHOUT LIMITATIONS



Instructions for Use

NEOPRENE KNEE SLEEVE