

**Össur Head Office**  
Grjóthals 5  
110 Reykjavík, Iceland  
Tel: +354 515 1300  
Fax: +354 515 1366  
mail@ossur.com



**Össur Nordic**  
P.O. Box 67  
751 03 Uppsala, Sweden  
Tel: +46 1818 2200  
Fax: +46 1818 2218  
info@ossur.com

**Össur Europe BV**  
Kundenservice Deutschland  
Augustinusstrasse 11A  
50226 Frechen  
Deutschland  
Tel: +49 (0) 2234 6039 102  
Fax: +49 (0) 2234 6039 101  
info-deutschland@ossur.com

**Össur Europe**  
The Netherlands  
5690 AC Son en Breugel  
P.O. Box 120  
Ekkersrijt 4106-4114  
info-europe@ossur.com

**Össur Europe**  
Richmond, BC  
120-11231 Dyke Road

**Össur Canada**  
V7A 0A1, Canada  
Tel: +1 604 241 8152  
Fax: +1 604 241 8153

**Össur UK**  
Building 3000  
Manchester Business Park

**Össur Americas**  
27051 Towne Centre Drive  
Foothill Ranch, CA 92610, USA  
Tel: +1 (949) 382 3883  
Tel: +1 800 233 6263  
Fax: +1 800 831 3160  
ossursa@ossur.com

**Össur Asia-Pacific**  
26 Ross Street  
North Parramatta  
Sydney NSW  
2152 Australia  
Tel: +61 2 88382800  
Fax: +61 2 96305310  
info-asia@ossur.com

**Össur Asia**  
上海虹梅路1801号W168 楼2楼  
邮政编号: 200233  
电话: +86 21 6127 1700  
传真: +86 21 6127 1799  
asia@ossur.com

**Össur UK**  
Building 3000  
Manchester Business Park  
Aviator Way  
Manchester M22 5TC, UK  
Tel: +44 161 490 8500  
Fax: +44 161 490 8501  
ossuruk@ossur.com

**Össur Iberia S.A.**  
Parque Europòlis  
Calle Edimburgo n°14  
28232 Las Rozas (Madrid) Spain  
Tel: +34 91 636 06 93  
Fax: +34 91 637 21 43  
ortesica@ossur.com

## Instructions for Use



### 4 Panel Abdominal Binder



*Life Without Limitations*

## ENGLISH

### USES

Ideal to provide compression and support for strains and weakness of the abdominal area; post natal use, post surgery of abdominal area.

### FITTING INSTRUCTIONS

1. Secure support around abdomen holding the binder with both hands. Align to center of body. Wrap around rib cage securing with contact closure. Contact closure attaches in front of the binder.
2. When securing contact closure, ensure the binder fits tightly enough to provide even, constant pressure without having any impact on the patient's breathing.

### WASHING INSTRUCTIONS

The brace may be cleaned using a mild soap and cold water. Do not wash in washing machine. Lay brace out flat on a towel and air dry. Do not squeeze. Do not place in dryer. Do not place near heater. Do not use bleach or strong detergents.

## ESPAÑOL

### USOS

Ideal para proveer compresión y soporte para torceduras y debilidad en el área abdominal; para uso posparto, y después de una cirugía en el área abdominal.

### COLOCACIÓN

1. Asegure el soporte alrededor de las costillas sosteniendo la faja con las dos manos. Alinee al centro del cuerpo. Envuelva alrededor de las costillas asegurándolo con el cierre de contacto. El cierre de contacto se cierra al frente de la faja.
2. Cuando asegure el cierre de contacto, asegúrese que la faja tenga un calce ligeramente ajustado para proveer presión constante pero sin afectar la facilidad de respiración.

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO

La faja puede ser lavada usando un jabón suave y agua fría. No lave en lavadora. Acomode la faja abierta sobre una toalla para que se seque. No lo arrugue. No lo ponga en la secadora. No lo ponga en el calentador. No use lejía o detergentes fuertes.

**EN – Caution:** Össur products and components are designed and tested to ISO 10328. Compatibility and compliance with this standard is achieved only when Össur products and components are used with other recommended Össur or authorized components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a prosthesis at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

**ES – Atención:** Los productos y componentes Össur están diseñados y probados según ISO 10328. La compatibilidad y conformidad con este estándar se obtiene sólo si los productos y componentes Össur se utilizan con otros componentes recomendados o autorizados por Össur. Si en cualquier momento se detecta un desplazamiento o desgaste del producto en la estructura de una prótesis, se debe dar instrucciones al paciente para cesar de inmediato el uso del dispositivo y que consulte a su especialista clínico. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su especialista clínico.