



**Össur Head Office**  
Grótháls 5  
110 Reykjavík, Iceland  
Tel: +354 515 1300  
Fax: +354 515 1366  
mail@ossur.com

**Össur Nordic**  
P.O. Box 67  
751 03 Uppsala, Sweden  
Tel: +46 1818 2200  
Fax: +46 1818 2218  
info@ossur.com

**Össur Europe BV**  
Kundenservice Deutschland  
Augustinusstrasse 11A  
50226 Frechen  
Deutschland  
Tel: +49 (0) 2234 6039 102  
Fax: +49 (0) 2234 6039 101  
info-deutschland@ossur.com

**Össur Europe**  
Ekkersrijt 4106-4114  
P.O. Box 120  
5690 AC Son en Breugel  
The Netherlands  
Tel: +800 3539 3668  
Fax: +31 499 462840  
info-europe@ossur.com

**Össur Canada**  
120-11231 Dyke Road  
Richmond, BC  
V7A 0A1, Canada  
Tel: +1 604 241 8152  
Fax: +1 604 241 8153

**Össur Americas**  
27051 Towne Centre Drive  
Foothill Ranch, CA 92610, USA  
Tel: +1 (949) 382 3883  
Fax: +1 800 831 3160  
ossurusa@ossur.com

**Össur Asia-Pacific**  
26 Ross Street  
North Parramatta  
Sydney NSW  
2152 Australia  
Tel: +61 2 88382800  
Fax: +61 2 96305310  
info-asia@ossur.com

**Össur Asia**  
上海虹梅路1801号W16B 棟2楼  
邮政编码: 200233  
电话: +86 21 6127 1700  
传真: +86 21 6127 1799  
asia@ossur.com

**Össur UK**  
Building 3000  
Manchester Business Park  
Aviator Way  
Manchester M22 5TC, UK  
Tel: +44 161 490 8500  
Fax: +44 161 490 8501  
ossuruk@ossur.com

**Össur Iberia S.A.**  
Parque Europa  
Calle Edimburgo nº 14  
28232 Las Rozas (Madrid) Spain  
Tel: +34 91 636 06 93  
Fax: +34 91 637 21 43  
ortesta@ossur.com

## Instructions for Use



### Universal Thumb Splint



*Life Without Limitations®*



## ENGLISH

### USES

Ideal for Sprains & strains, Gamekeeper's Thumb, De-Quervain's Tendonitis, post cast healing and other selected soft tissue injuries.

### FITTING INSTRUCTIONS

1. Connect the shortest thumb strap to the contact closure.
2. Slide your thumb into the opening.
3. Apply other straps starting with those closest to your thumb. Do not over tighten. Readjust for comfort.
4. The brace should be positioned straight down the thumb side of your forearm.

### WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash with mild soap in cold water, rinse until water is clear. Wrap in towel to remove excess water. Do not twist or wring. Air dry only. Do not use heat, drying machine or bleach.

## ESPAÑOL

### USOS

Ideal para esguinces y torceduras, pulgar de guardabosques, tendinitis de Quervain, sanación post yeso y algunas otras lesiones de tejidos blandos.

### COLOCACIÓN

1. Conecte la correa del pulgar más corta al cierre de contacto.
2. Deslice el pulgar en la apertura.
3. Aplique las otras correas empezando con aquellas que están más cerca a su pulgar. No las apriete demasiado. Ajuste hasta alcanzar un calzado cómodo.
4. La tablilla debe estar en posición derecha al lado del pulgar en el antebrazo.

### INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Lave la tablilla a mano con jabón suave y agua fría, enjuague hasta que el agua este limpia. Envuelva en una toalla para quitar el exceso de agua. No la arrugue o estire. Deje secar al aire libre. No use secadora o lejía.

**EN – Caution:** Össur products and components are designed and tested to ISO 10328. Compatibility and compliance with this standard is achieved only when Össur products and components are used with other recommended Össur or authorized components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a prosthesis at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

**ES – Atención:** Los productos y componentes Össur están diseñados y probados según ISO 10328. La compatibilidad y conformidad con este estándar se obtiene sólo si los productos y componentes Össur se utilizan con otros componentes recomendados o autorizados por Össur. Si en cualquier momento se detecta un desplazamiento o desgaste del producto en la estructura de una prótesis, se debe dar instrucciones al paciente para cesar de inmediato el uso del dispositivo y que consulte a su especialista clínico. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su especialista clínico.