

Instructions for use



Form Fit[®] Neoprene Knee
Support with Stabilized
Patella




Life Without Limitations[®]



.....	3
ⒺⒺ Instructions for use.....	5
ⒺⒺ Instrucciones para el uso.....	6

EN- This product has been designed and tested based on single patient usage. It is a single-use device and should never be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

ES- Atención: Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su profesional médico.





ENGLISH

USES

Patellar tendonitis, subluxation dislocation, post-operation rehabilitation, post arthroscopic surgery, chondromalacia, bursitis, arthritis, and tendonitis.

CAUTION

Patients should be instructed to inspect their knee and the product before and after each use. Modifications to this product are the sole responsibility of the prescribing physician.

PHOTO CAPTIONS

- A. Adjustable contact closure straps
- B. Pull Tabs
- C. Patella Opening
- D. Supportive stays
- E. Universal buttress (with Universal version only)
- F. Sewn in buttress (all other versions)

FITTING INSTRUCTIONS

1. Undo all contact closure straps.
2. Place foot through largest opening and slide brace onto leg using pull tabs.
3. Place patella into the patella opening. Adjust brace so the stays are centered evenly around the knee.
4. Secure all contact closure straps. Adjustments may be necessary as knee swelling patterns change.

WASHING INSTRUCTIONS

1. The brace can be cleaned using a mild detergent and cold water. Do not squeeze or wring out the brace. Do not wash in washing machine.
2. Lay brace out flat on a towel and air dry. Do not place in dryer. Do not place near heater.

ESPAÑOL

USOS

Tendinitis rotuliana, subluxación, luxación, rehabilitación postoperatoria, cirugía postartroscópica, condromalacia, bursitis, artrosis y tendinitis.

PRECAUCIONES

Será necesario enseñar al paciente a examinarse la rodilla, así como a revisar el producto antes y después de cada uso. El médico será responsable de cualquier modificación en el diseño de este producto.

LEYENDA DE LAS FOTOGRAFÍAS

- A. Cinchas de cierre por contacto ajustables
- B. Lengüetas de ajuste
- C. Abertura para la rótula
- D. Fijaciones de sujeción
- E. Contrafuerte Universal (sólo con el modelo Universal)
- F. Contrafuerte cosido (el resto de modelos)

COLOCACIÓN

1. Desabroche todas las cinchas de cierre por contacto.
2. Introduzca el pie por la abertura más grande y deslice el soporte sobre la pierna tirando de las lengüetas.
3. Encaje la rótula en la abertura para la rótula. Ajuste el soporte de forma que las fijaciones queden centradas todas por igual en torno a la rodilla.
4. Abroche todas las cinchas de cierre por contacto. Puede que sea necesario realizar ajustes a medida que evolucione el edema de la rodilla.

LIMPIEZA

1. El soporte puede limpiarse con un detergente suave y agua fría. No estruje ni escurra el soporte. No lo lave en la lavadora.
2. Deje secar el soporte al aire extendido sobre una toalla. No lo seque en la secadora. No lo coloque cerca de un calefactor.

Ossur Americas

27412 Aliso Viejo Pkwy
Aliso Viejo, CA 92656, USA
Tel: +800 233 6263
Fax +1 949 362 3888
ossurusa@ossur.com

Sports Medicine & Extremity

Tel: +800 222 4284
Fax: +800 453 4567

Trauma & Spine

Tel: +800 257 8440
Fax: +856 848 0531

Podiatry & Retail

Tel: +800 521 0601
Fax: +800 284 4356

Ossur Canada

120-11231 Dyke Road
Richmond, BC
V7A 0A1, Canada
Tel: +1 604 241 8152
Fax: +1 604 241 8153

Ossur Europe

Ekkersrijt 4106-4114
P.O. Box 120
5690 AC Son en Breugel
The Netherlands
Tel: +800 3539 3668
Tel: +31 499 462840
Fax: +31 499 462841
saleseurope@ossur.com

Ossur Germany

Kundenservice Deutschland
Römerfeldstraße 2
50259 Pulheim, Germany
Tel: +49 2238 30 58 50
Fax: +49 2238 30 58 01
info-deutschland@ossur.com

Ossur Nordic

P.O. Box 67
751 03 Uppsala, Sweden
Tel: +46 1818 2200
Fax: +46 1818 2218
info@ossur.com

Ossur UK

Building 3000
Manchester Business Park
Aviator Way
Manchester M22 5TG, UK
Tel: +44 161 490 8500
Fax: +44 161 490 8501
ossuruk@ossur.com

Ossur Asia

上海虹梅路1801号W16B 棟2楼
邮政编码: 200233
电话: +86 21 6127 1700
传真: +89 21 6127 1799
asia@ossur.com

Ossur Asia-Pacific

2 Redbank Road
Northmead NSW 2152
Australia
Tel: +61 2 9630 9206
Fax: +61 2 9630 9268
info-asiapacific@ossur.com

Ossur Head Office

Grjothals 5
Reykjavik Iceland
Tel: +354 515 1300
Fax: +354 515 1366
mail@ossur.com
www.ossur.com

