



Össur Head Office
Gríðhalls 5
110 Reykjavík, Iceland
Tel: +354 515 1300
Fax: +354 515 1366
mail@ossur.com

Össur Nordic
P.O. Box 67
751 03 Uppsala, Sweden
Tel: +46 1818 2200
Fax: +46 1818 2218
info@ossur.com

Össur Europe BV
Kundenservice Deutschland
Augustinusstrasse 11A
50226 Frechen
Deutschland
Tel: +49 (0) 2234 6039 102
Fax: +49 (0) 2234 6039 101
info-deutschland@ossur.com

Össur Europe
P.O. Box 120
Ekkersrijt 4106-4114
The Netherlands
Tel: +800 3539 3668
Fax: +31 499 462840
info-europe@ossur.com

Össur Canada
120-11231 Dyke Road
Richmond, BC
V7A 0A1, Canada
Tel: +1 604 241 8152
Fax: +1 604 241 8153

Össur Americas
27051 Towne Centre Drive
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: +1 (949) 382 3883
Fax: +1 800 831 3160
ossurusa@ossur.com

Össur Iberia S.A.
Parque Europolis
Calle Edimburgo nº14
28232 Las Rozas (Madrid) Spain
Tel: +34 91 636 06 93
Fax: +34 91 637 21 43
ortesta@ossur.com

Össur UK
Building 3000
Manchester Business Park
Aviator Way
Manchester M22 5TC, UK
Tel: +44 161 490 8500
Fax: +44 161 490 8501
ossuruk@ossur.com

Össur Asia
上海虹梅路1801号w168 棟2楼
邮政编码: 200233
电话: +86 21 6127 1700
传真: +86 21 6127 1799
asia@ossur.com

Össur Asia-Pacific
26 Ross Street
North Parramatta
Sydney NSW
2152 Australia
Tel: +61 2 88382800
Fax: +61 2 96305310
info-asia@ossur.com

Instructions for Use



Elastic Knee Sleeve
Elastic Premium Knee Sleeve



Life Without Limitations®



ENGLISH

USES

Support for weak and/or injured knees.

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove shoes if necessary.
2. Hold the support so the knee opening is at the front (premium model only).
3. Pull the support over your knee as you would put on a sock. For premium model, position it so the kneecap fits into the opening.

WASHING INSTRUCTIONS

Hand wash using cold water (30°C/86°F) and mild detergent. Rinse thoroughly and line dry only.

Do not bleach.

Do not machine wash or dry.

Do not squeeze.

For best results, rinse after every use.

ESPAÑOL

USOS

Soporte para rodillas débiles o heridas.

COLOCACIÓN

1. Remueva sus zapatos si es necesario.
2. Sujete el soporte para que la apertura de la rodilla este al frente (modelo Premium solamente).
3. Jale el soporte sobre su rodilla como se pondría una media. Para el modelo Premium, póngalo en posición para que su rotula calce en la apertura.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Lávelo a mano con agua fría (a 30°C) y un detergente suave. Aclárelo bien y déjelo secar en el tendedero.

No utilice lejía.

No utilice lavadora ni secadora.

No lo escurra.

Para obtener los mejores resultados, aclárelo con agua después de cada uso

EN – Caution: Össur products and components are designed and tested to ISO 10328. Compatibility and compliance with this standard is achieved only when Össur products and components are used with other recommended Össur or authorized components. If un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a prosthesis at any time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients. If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical professional.

ES – Atención: Los productos y componentes Össur están diseñados y probados según ISO 10328. La compatibilidad y conformidad con este estándar se obtiene sólo si los productos y componentes Össur se utilizan con otros componentes recomendados o autorizados por Össur. Si en cualquier momento se detecta un desplazamiento o desgaste del producto en la estructura de una prótesis, se debe dar instrucciones al paciente para cesar de inmediato el uso del dispositivo y que consulte a su especialista clínico. Este producto se ha diseñado y probado para su uso en un paciente único y no se recomienda para el uso de varios pacientes. En caso de que surja algún problema con el uso este producto, póngase inmediatamente en contacto con su especialista clínico.