

# ENGLISH

## SYMBOLS

**MD** Medical Device

## INTENDED USE

The device is intended for weight bearing while wearing a cast

### *Indications for use*

For use with a short leg cast.

No known contraindications.

### **Warnings and Cautions:**

Patients should inspect their cast, foot and the device before and after each use.

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before use. Keep them for future reference.

Any serious incident in relation to the device must be reported to the manufacturer and relevant authorities.

The patient should stop using the device and contact a healthcare professional:

- If there is a change or loss in device functionality, or if the device shows signs of damage or wear hindering its normal functions.
- If any pain, skin irritation, or unusual reaction occurs with the use of the device.

The device is for single patient – multiple use.

## USAGE

### *Device Application*

1. Unfasten all contact closures.
2. Insert casted foot into the device making sure cast is positioned all the way back to the heel.
3. Fasten all contact closure straps snugly, starting with the heel strap.
4. Straps may be adjusted and/or cut as desired.

### *Cleaning and care*

- Hand-wash using mild detergent and rinse thoroughly.
- Air dry, do not expose to direct heat.

**Note:** Do not machine-wash, tumble dry, iron, bleach, or wash with fabric softener.

**Note:** Avoid contact with salt water or chlorinated water. In case of contact, rinse with fresh water and air dry.

## DISPOSAL

The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national environmental regulations.

## LIABILITY

Össur does not assume liability for the following:

- Device not maintained as instructed by the instructions for use.
- Device assembled with components from other manufacturers.

- Device used outside of recommended use condition, application, or environment.

# FRANÇAIS

## SYMBOLS

**MD** Dispositif médical

## UTILISATION PRÉVUE

Le dispositif est destiné à supporter des charges pendant le port d'un plâtre

### *Indications*

À utiliser avec un plâtre de jambe court.

Aucune contre-indication connue.

### **Avertissements et mises en garde :**

Les patients doivent vérifier l'état de leur plâtre, de leur pied et du dispositif avant et après chaque utilisation.

## CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement ces instructions avant utilisation. Les conserver pour référence ultérieure.

Tout incident grave concernant le dispositif doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

Le patient doit cesser d'utiliser le dispositif et contacter un professionnel de santé :

- en cas de changement ou de perte de fonctionnalité du dispositif, ou si le dispositif présente des signes de dommages ou d'usage empêchant son fonctionnement normal.
- En cas de douleur, d'irritation de la peau ou de réaction inhabituelle lors de l'utilisation du dispositif.

Le dispositif est destiné à un seul patient et des utilisations multiples.

## UTILISATION

### *Mise en place du dispositif*

1. Détacher toutes les fermetures à contact.
2. Insérer le pied plâtré dans le dispositif en s'assurant que le plâtre est placé contre le talon.
3. Bien attacher toutes les sangles de fermeture à contact, en commençant par la sangle du talon.
4. Les sangles peuvent être ajustées et/ou coupées selon les besoins.

### *Nettoyage et entretien*

- Laver à la main avec un détergent doux et rincer abondamment.
- Sécher à l'air libre, ne pas exposer à la chaleur directe.

**Remarque :** ne pas laver en machine, sécher en sèche-linge, repasser, utiliser d'eau de Javel ou laver avec un assouplissant.

**Remarque :** éviter tout contact avec de l'eau salée ou chlorée. En cas de contact, rincer à l'eau douce et laisser sécher à l'air.

## MISE AU REBUT

Le dispositif et l'emballage doivent être mis au rebut conformément aux réglementations environnementales locales ou nationales en vigueur.

## RESPONSABILITÉ

Össur décline toute responsabilité dans les cas suivants :

- Le dispositif n'est pas entrevenu comme indiqué dans les instructions d'utilisation.
- Le dispositif est assemblé avec des composants d'autres fabricants.
- Le dispositif utilisé en dehors du cadre recommandé concernant les conditions d'utilisation, l'application ou l'environnement.

**Össur Americas**  
27051 Towne Centre Drive  
Foothill Ranch, CA 92610, USA  
Tel: +1 (949) 382 3883  
Tel: +1 800 233 6263  
ossurusa@ossur.com

**Össur UK Ltd**  
Unit No 1, S:Park  
Hamilton Road  
Stockport SK1 2AE, UK  
Tel: +44 (0) 8450 065 065  
ossuruk@ossur.com

**Össur Europe BV**  
De Schakel 70  
5651 GH Eindhoven  
The Netherlands  
Tel: +800 3539 3668  
Tel: +31 499 462840  
info-europe@ossur.com

**Össur Deutschland GmbH**  
Melli-Beese-Str. 11  
50829 Köln  
Deutschland  
Tel: +49 (0) 800 180 8379  
info-deutschland@ossur.com

**Össur Canada**  
2150 – 6900 Graybar Road  
Richmond, BC  
V6W 0A5 , Canada  
Tel: +1 604 241 8152

**Össur Nordic**  
Box 770  
191 27 Sollentuna, Sweden  
Tel: +46 1818 2200  
info@ossur.com

**Össur Iberia S.LU**  
Calle Caléndula, 93 -  
Miniparc III  
Edificio E. Despacho M18  
28109 El Soto de la Moraleja,  
Alcobendas  
Madrid – España  
Tel: 00 800 3539 3668  
orders.spain@ossur.com  
orders.portugal@ossur.com

**Össur Europe BV – Italy**  
Via Baroaldi, 29  
40054 Budrio, Italy  
Tel: +39 05169 20852  
orders.italy@ossur.com

**Össur APAC**  
2F, W16 B  
No. 1801 Hongmei Road  
200233, Shanghai, China  
Tel: +86 21 6127 1707  
asia@ossur.com

**Össur Australia**  
26 Ross Street,  
North Parramatta  
NSW 2151 Australia  
Tel: +61 2 88382800  
infosydney@ossur.com

**Össur South Africa**  
Unit 4 & 5  
3 on London  
Brackengate Business Park  
Brackenfell  
7560 Cape Town  
South Africa  
Tel: +27 0860 888 123  
info@ossur.com



**Össur hf.**  
Grjótháls 1-5  
110 Reykjavík  
Iceland



[www.ossur.com](http://www.ossur.com)

©Copyright Össur 2021

IFU 1506\_001

Rev. 2

 **ÖSSUR**<sup>®</sup>  
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Instructions for Use

CANVAS ROCKER BOTTOM CAST SHOE