

使用说明书

Instructions for Use

腰部固定器
MIAMI LSO™










3







EN | Instructions for Use

5

ZH | 中文说明书

7





ENGLISH



Medical Device

INTENDED USE

The device is intended to provide gross immobilization of the lumbar spine and/or compression

The device must be fitted and adjusted by a healthcare professional.

Indications for use

Indications that require gross immobilization of the lumbar region of the spine, this may include stable, non-displaced spinal fractures (L1-L5), spinal stenosis, herniated discs, degenerative spinal pathologies, spondylolisthesis, spondylolysis.

Contraindications

- Unstable, displaced fractures.

Warnings and Cautions:

- This is a supportive device only and is not intended or guaranteed to prevent spinal injury.
- The patient should be instructed how to tighten and loosen the compression system while at home. Do not overtighten the compression system to the point where it causes discomfort or difficulty breathing.
- For sitting, the patient may find it desirable to slightly loosen the compression system.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

The healthcare professional should inform the patient about everything in this document that is required for safe use of this device.

Any serious incident in relation to the device must be reported to the manufacturer and relevant authorities.

The patient should stop using the device and contact a healthcare professional:

- If there is a change or loss in device functionality, or if the device shows signs of damage or wear hindering its normal functions.
- If any pain, skin irritation, or unusual reaction occurs with the use of the device.

The device is for single patient – multiple use.

FITTING INSTRUCTIONS

Device Application

Össur's recommended application technique is with the patient in a supine position.

1. Before application, ensure the Belt Compression System (A) is stretched to its full width and remove the Overlap Closures (B) from both ends of the belt.
2. Secure Posterior Panel (C) to the inside of the Adjustable Belt (D) via Hook-and-Loop tabs and close the overlap flap (**Fig. 2**).
3. Log roll the patient onto their side. Position the Posterior Panel centered over the spine, with the bottom of the Posterior Panel at approximately the sacrococcygeal joint.

Note: Panels can be removed from their fabric sleeve and customized by heat-molding, grinding, or trimming, to achieve correct patient fit (**Fig. 3**).

4. Log roll the patient back into the supine position.
5. Wrap the Adjustable Belt around the waist and insert the Össur Fit Tool (E) (sold separately) (**Fig. 4**). Adjust the length of the belt arms to position the tool centrally. Secure the Belt Ends (F) to desired sizing (**Fig. 5**).
Note: If the patient's waist exceeds 127 cm (50"), an optional Belt Extension (G) can be added to the belt arms to reach a maximum belt circumference of 178 cm (70").
6. Remove Össur Fit Tool from belt (**Fig. 6**).
Note: If an Össur Fit Tool is not available, lay the belt flat with Overlap Closures removed and compression system loosened. Fold each belt arm equally to achieve the desired waist circumference and secure the Belt Ends (**Fig. 7**).
Follow steps 2–4.
7. Place Belt Ends into the Overlap Closures (**Fig. 8**).
8. Once Belt Ends are secured, the Overlap Closures will serve as belt ends (**Fig. 9**).
Note: To obtain the lowest profile fit, the Belt Ends can be trimmed if later adjustments are not required.
9. If required, the Anterior Panel (H) should be centered on the abdomen with the bottom edge just above the symphysis pubis, while still allowing the patient to sit comfortably (**Fig. 10**). The Anterior Panel will attach via Hook-and-Loop to the inside of the Overlap Closure.
10. Close the belt securing the Overlap Closures. Slide thumbs through the holes in the two Compression System Handles (I) and pull until the device is at the appropriate tightness (**Fig. 11**). Adjust the Compression System Cord (J) length, if necessary (**Fig. 12**).

Device Adjustments

The Belt Compression System also allows adjustments by detaching the Belt Ends from the Hook-and-Loop Strip posteriorly (**Fig. 13**).

- Trimming the belts at an angle can give the opportunity to accommodate different anatomies.
- If trimming posteriorly, ensure the Belt Ends are retained and folded (**Fig. 8**).

To heat-mold the panels, use a heat gun (175°C/350°F).

Device Removal

1. Detach Compression System Handles slowly from the belt to loosen and re-attach them to the sides of the Adjustable Belt.
2. Detach the Overlap Closures and remove the device.
3. To ensure a proper fit, ensure the Belt Compression System is stretched to its full width before re-applying the device.

Accessories and Replacement Parts

Please refer to the Össur catalog for a list of available replacement parts or accessories.

USAGE

Cleaning and care

Washing the device with the soft goods detached allows for more thorough cleaning.

- Hand-wash using mild detergent and rinse thoroughly.
- Air dry.

Note: Do not machine-wash, tumble dry, iron, bleach, or wash with fabric softener.

Note: Avoid contact with salt water or chlorinated water. In case of contact, rinse with fresh water and air dry.

DISPOSAL

The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national environmental regulations.

LIABILITY

Össur does not assume liability for the following:

- Device not maintained as instructed by the instructions for use.
- Device assembled with components from other manufacturers.
- Device used outside of recommended use condition, application, or environment.

中文

MD

医疗器械

预期用途

用于对人体腰部部位的外固定或支撑。

适应症

需要整体固定腰椎区域的适应症，包括稳定型、非移位的腰椎骨折（L1-L5）、椎管狭窄、腰椎间盘突出、腰椎退行性病变、腰椎滑脱、峡部裂。

禁忌症

- 不稳定的移位骨折。

警告和注意事项：

- 本产品仅提供支撑性功能械，不可用于或不能确保防止脊柱损伤。
- 应指导患者如何在家中调整滑轮加压系统。请勿过度拉紧加压系统，以免引起不适或呼吸困难。
- 坐位时，稍微放松加压系统会使患者感到更舒适。

一般安全说明

专业人员应负责告知患者本文档中安全使用本器械所需的所有信息。任何与本器械相关的严重事故必须向制造商和有关当局报告。

下列情况下，患者应停止使用本器械并联系专业医护人员：

- 如果器械的功能发生变化或丧失，或器械出现损坏或磨损迹象，影响其正常功能。
- 如果在使用器械时出现任何疼痛、皮肤刺激或异常反应。

本器械供单个患者 - 多次使用。

本器械必须由专业人员适配安装和调整。

佩戴说明

器械应用

Össur 推荐的佩戴方法适用于处于仰卧位。

1. 佩戴前，请确保腰围加压系统 (A) 放松，并从腰围两端取下重叠闭合扣 (B)。
2. 通过魔术贴将后板 (C) 固定到可调式腰围 (D) 内侧，然后合上重叠闭合扣 (图 2)。
3. 整体平移滚动患者的身体来保持侧卧位。将后板置于脊柱正中，使后板的底部大约落在骶尾关节处。
注意：可将前后板从其衬套中取出，并通过热塑调整、磨销或修剪来进行调整，以实现患者个性化贴合 (图 3)。
4. 整体平移滚动患者使其回到仰卧位。
5. 将可调式腰围环绕腰部，然后在正前方插入 Össur 调试工具 (E) (另售) (图 4)。调节腰围臂长使调试工具居中。腰围末端 (F) 固定到所需尺寸 (图 5)。
注意：如果患者腰围超过 127 厘米 (50 英寸)，可以在腰围两端加装腰围延伸件 (G)，使腰围最大周长达到 178 厘米 (70 英寸)。
6. 从腰围上取下 Össur 调试工具 (图 6)。
注意：如果没有 Össur 调试工具，将腰围放平，取下重叠闭合扣并松开加压系统。均匀折叠每侧腰围以达到所需的腰围长度，然后固定腰围末端 (图 7)。
执行步骤 2 - 4。
7. 将腰围末端放入重叠闭合扣 (图 8)。
8. 腰围末端固定后，重叠闭合扣将充当腰围末端 (图 9)。
注意：为了确保最低位置的解剖贴合，可修剪腰围末端 (如果后期不需要进一步调整的话)。
9. 如有需要，应将前板 (H) 置于腹部居中位置，其底部边缘处于耻骨联合正上方，同时使患者仍可采取舒适的坐姿 (图 10)。前板将通过魔术贴连接到重叠闭合扣内面。
10. 合上腰围，固定重叠闭合扣。将两个大拇指插入两个加压系统手握柄 (I) 上的孔里，拉动手握柄直至腰围的松紧度合适 (图 11)。必要时，调整加压系统的拉线 (J) 长度 (图 12)。

调整支具

腰围加压系统还允许通过将腰围末端从后方的魔术贴带上拆下以进行调整 (图 13)。

- 成适当成角修剪腰围可以更贴合解剖结构。
- 如果在后方修剪，请确保腰围末端固定并折叠 (图 8)。

如要热塑调整前后板，请使用热风枪 (175°C/350°F)。

移除支具

1. 从腰围上缓慢拆下加压系统手握柄使其腰围放松，然后将其重新连接到可调式腰围侧面。
2. 打开重叠闭合扣，取下腰围。
3. 为确保妥善贴合，在重新佩戴器械之前，请确保腰围加压系统拉伸至其全宽。

配件和替换零件

请参阅 Össur 目录以获取可用更换零件或附件的列表。

使用方法

清洁和保养

在卸下柔软物品的情况下清洗器械可以进行更彻底的清洁。

- 使用温和的清洁剂手洗并彻底冲洗。
- 通风处晾干。

注意：请勿机洗、滚筒烘干、熨烫、漂白或使用织物柔软剂洗涤。

注意：避免接触盐水或氯化水。如果接触，请用淡水冲洗并风干。

最终处置

本器械及其包装必须按照各自的地方或国家环境法规进行处置。

责任

Össur 不承担以下责任：

- 器械未按照使用说明进行维护。
- 器械与其他制造商的零部件组装在一起。
- 器械在推荐的使用条件、应用或环境之外使用。

代理人和生产厂家信息

备案人 / 生产企业 : Össur hf. 奥索股份有限公司

备案人 / 生产企业地址 : Grjótháls 1-5 Reykjavík 110 Iceland

备案人 / 生产企业联系方式 : +354 5151300

代理人及售后服务机构 : 奥索假肢矫形康复器材 (上海) 有限公司

代理人及售后服务机构地址 : 上海市徐汇区虹梅路 1801 号 B 区 201 室

代理人及售后服务机构联系方式 : 021-6127 1727

生产日期 : 见外包装

使用期限 : 产品启用后 6 个月

生产批号 : 见外包装

医疗器械备案凭证编号 / 技术要求编号 : 国械备 20190176

说明书版本号 : 8



Össur hf.

Grjótháls 1-5

110 Reykjavík

Iceland

