



**ÖSSUR**<sup>®</sup>  
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

## UNLOADER ONE<sup>®</sup> X

Klinisch bewezen  
pijnverlichting bij knieartrose

**NIEUW!**  
VERBETERD ONTWERP

# UNLOADER ONE® X

Ontworpen met het oog op therapietrouw

De Unloader One X bouwt voort op de bestaande sterke punten van en ruim 20 jaar ervaring met de Unloader One. Deze klinisch bewezen OA-kniebrace\* is voorzien van verschillende nieuwe functies die bedoeld zijn om het comfort van de patiënt, het gebruiksgemak en de vormgeving van de brace te verbeteren en tegelijkertijd dezelfde pijnverlichting en meer mobiliteit te bieden voor een grotere groep patiënten.

## GEBRUIKSGEMAK



### Buckle systeem

Eenvoudig in gebruik; vergrendel met één druk op de gesp



### Dual action buckles

Voor gemakkelijk aan- en uitrekken




### Kleurmarkeringen voor het intuïtief gebruik

Buckles met kleurmarkering; geel op geel en blauw op blauw



### Verstelbare straps aan voorzijde

Voor eenvoudig aanleggen




### Gekleurde zichtbare naad

Voor duidelijk onderscheid tussen binnen- en buitenzijde




### Kunststof gegoten haken

Eenvoudige en veilige bevestiging van de liner



### Richtlijnen voor aanleggen

Helpen bij het correct uitlijnen en plaatsen van de brace



### Machinewasbaar

Gehele brace in een waszak



\*gegevens beschikbaar bij Össur



## Unloader One®-braces kunnen...

- ... patiënten met OA van de knie **pijnverlichting** bieden
- ... patiënten met OA van de knie **betere functionaliteit** bieden
- ... de **kwaliteit van leven** van patiënten met degeneratief meniscusletsel verbeteren als het om hun gezondheid gaat
- ... patiënten met symptomatisch degeneratief meniscusletsel **pijnverlichting** bieden
- ... zorgen voor een **lagere unicompartimentele belasting**
- ... **de kwaliteit van leven** van patiënten met OA van de knie verbeteren

### COMFORT

- 1 Ademende voering met open cell foam
- 2 Elastische afwerking Dynamic Force Straps zorgt voor progressieve ontlasting
- 3 SmartDosing™-systeem weggewerkt in schalen
- 4 Anatomisch geplaatste kuitband om kans op migratie te minimaliseren
- 5 Dynamic Force Straps met rekestendige banden en onzichtbare naden
- 6 Weggewerkte scharnier voor een gladder profiel aan de binnenkant
- 7 Schalen met zachte rand die zich na verloop van tijd naar het been vormt
- 8 Weegt slechts 360 gram

### VORMGEVING

- 1 Stijlvol, onopvallend frame
- 2 Uni donkergrijs voor een strak afgewerkte look
- 3 Gele contactpunten geven aanwijzingen voor gebruik



## ACCESSOIRES

### Sundial

Voor gemakkelijke grip op de Smartdosing knop



### Finger Loops

Voor het eenvoudig openen van de buckles



### ActiveGrip Calf Liner

Een oplossing voor diverse huidcondities



### Thigh Extension Liner

Voor extra comfort



Omschrijving	Productnummer #	Maat	Configuratie
ActiveGrip Calf Liner	UOX516153	XS/S	LL/RM
ActiveGrip Calf Liner	UOX515153	XS/S	RL/LM
ActiveGrip Calf Liner	UOX516163	M/XL	LL/RM
ActiveGrip Calf Liner	UOX515163	M/XL	RL/LM

Omschrijving	Productnummer #	Configuratie
Sundial + Finger Loops	UOX800001	Nvt
Sundial	UOX1200001	Nvt
Thigh Extension Liner	UOX545101	RL/LM
Thigh Extension Liner	UOX546101	LL/RM

## BESTELINFORMATIE

### STANDAARD

Maat	Maatvoering*	Rechts Mediaal	Links Mediaal	Rechts Lateraal	Links Lateraal
XSmall	25-31cm	UOX0518711	UOX0618711	UOX0528711	UOX0628711
Small	31-36cm	UOX0518712	UOX0618712	UOX0528712	UOX0628712
Medium	36-43cm	UOX0518713	UOX0618713	UOX0528713	UOX0628713
Large	43-51cm	UOX0518714	UOX0618714	UOX0528714	UOX0628714
XLarge	51-62cm	UOX0518715	UOX0618715	UOX0528715	UOX0628715

Aanbevolen voor patiënten met een lengte tussen 165 - 192 cm (5'5" - 6'4").

Het scharnier is gepositioneerd aan de zijde van het aangedane compartiment.

\*Omtrek: 15cm / 6" beneden het midden van de patella

### KORT

Maat	Maatvoering*	Rechts Mediaal	Links Mediaal	Rechts Lateraal	Links Lateraal
XSmall	25-31cm	UOX1518711	UOX1618711	UOX1528711	UOX1628711
Small	31-36cm	UOX1518712	UOX1618712	UOX1528712	UOX1628712
Medium	36-43cm	UOX1518713	UOX1618713	UOX1528713	UOX1628713
Large	43-51cm	UOX1518714	UOX1618714	UOX1528714	UOX1628714
XLarge	51-62cm	UOX1518715	UOX1618715	UOX1528715	UOX1628715

Aanbevolen voor patiënten met een lengte tot 165 cm (5'5").

Het scharnier is gepositioneerd aan de zijde van het aangedane compartiment.

\*Omtrek: 15cm / 6" beneden het midden van de patella



Össur Europe B.V.  
Afleradres: De Schakel 70  
5651 GH Eindhoven

Postadres: Postbus 120  
5690 AC Son en Breugel  
The Netherlands

TEL +31 (0) 499 462 848  
FAX +31 (0) 499 462 841  
orders.benelux@ossur.com

