

PROLUTIONS A-RANGE



Mit der Prolutions A-Range bieten wir einen Service zur Anfertigung unterschiedlicher Diagnoseschaft-Modelle an, die Sie dabei unterstützen, für Ihre Oberschenkelamputierten AnwenderInnen, einen volumenbezogenen, hochwertigen und zeitgemäßen Definitivschaft herzustellen. Die durch diesen Service bereitgestellten Diagnoseschäfte sind ausschließlich zur statischen Anprobe zu verwenden.

Die Diagnoseschäfte der A-Range unterstützen Sie dabei, die folgenden Anforderungen zu bewerten:

- Lateralisierungskonzept zur Schaftkontrolle
- Muskuläre Verblockung
- Rotationskontrolle

DIAGNOSESCHAFT-VARIANTEN:

Prolutions Anatomy: Bildet die Grundlage der A-Range mit allen Vektoren und Winkelmaßen

Prolutions First: Ischium wird zusätzlich unterstützt zur Entlastung des Stumpfes – besonders für Erstversorgungen geeignet

Prolutions Advanced: Ausgerundete Ramusführung für erhöhten Tragekomfort

Prolutions Basic: Weniger gemessene Vektoren, erfahrungsbasierte Vektoren werden verstärkt verwendet – schnelles Messen für Doppelamputierte oder AnwenderInnen, die nicht gut stehen können, männliche und weibliche Form.

Die mit dem TF Toolkit im Patientenstand ermittelten Daten werden über ein Maßblatt übermittelt, in der Software punktgenau umgesetzt und in einer CNC Fräse in Poly Urethan Schaum ausgefräst. Hierüber wird der Diagnoseschaft im Vakuumverfahren gefertigt, entformt, beschliffen und fertiggestellt.



Informationen für AnwenderInnen

Amputationshöhe:	Transfemoral
Mobilitätsgrad:	1-4

PROLUTIONS A-RANGE

PRODUKT INFORMATIONEN

Art.-Nr.	Bezeichnung
PR-TF01	Prolutions Anatomy
PR-TF02	Prolutions First
PR-TF03	Prolutions Advanced
PR-TF03/2	Prolutions Advanced mit Dummy
PR-TF04	Prolutions Basic

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
ING-CAD-CAM	TF Toolkit
ING-STAVCAD	TF Patientenstand

