

PROLUTIONS V-RANGE



Mit der Prolutions V-Range bieten wir analog zur A-Range einen Service zur Anfertigung unterschiedlicher Diagnoseschaft-Modelle an, die Sie dabei unterstützen, für Ihre Oberschenkelamputierten AnwenderInnen, einen volumenbezogenen, hochwertigen und zeitgemäßen Definitivschaff herzustellen. Es werden zusätzliche Vektoren berücksichtigt, um die Muskeln in der Stand- und Schwungphase aktiv arbeiten zu lassen und dadurch die Anpassung an die AnwenderInnen zu optimieren. Die durch diesen Service bereitgestellten Diagnoseschäfte sind ausschließlich zur statischen Anprobe zu verwenden und unterstützen folgende Eigenschaften des Definitivschaffs:

- Erhöhte Anzahl von Vektoren und Winkelmaßen unter Berücksichtigung der Aktivität der Muskulatur
- Freiliegender Trochanter - Kontrollmöglichkeiten der Lateralisierung des Femurknochens im Schaft
- Kosmetisch ansprechende Versorgung



DIAGNOSESCHAFT-VARIANTEN:

Prolutions VX.TF: Bildet die Grundlage der V-Range mit allen anwenderbezogenen Vektoren und Winkelmaßen aus der A-Range. Für optimierte Kontrolle werden die Muskeln zusätzlich in Kontraktion gemessen.

Prolutions V.Gogh: Ohne Ramusführung optional für Doppelamputierte und bei fehlendem Platz zwischen den Rami

Prolutions VX.Knee: V.Gogh Variante für knieexartikulierte AnwenderInnen

Die mit dem TF Toolkit im Patientenstand ermittelten Daten werden über ein Maßblatt übermittelt, in der Össur Software punktgenau umgesetzt und in einer CNC Fräse in Poly Urethan Schaum ausgefräst. Spezielle Maße der V-Range werden nach der Fräsung kontrolliert. Ebenso wird für den VX ein spezieller Ohrdummy positioniert, um eine immer gleichbleibende Qualität und Form der Ramusführung zu garantieren. Hierüber wird der Diagnoseschaff im Vakuumverfahren gefertigt, entformt, beschliffen und fertiggestellt.

Informationen für AnwenderInnen	
Amputationshöhe:	Transfemoral
Mobilitätsgrad:	1–4

PROLUTIONS V-RANGE

PRODUKT INFORMATIONEN

Art.-Nr.	Bezeichnung
PR-TF05	Prolutions VX.TF
PR-TF05/2	Prolutions VX.TF mit Dummy
PR-TF06	Prolutions V.Gogh
PR-TF07	Prolutions VX.Knee

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Bezeichnung
ING-CAD-CAM	TF Toolkit
ING-STAVCAD	TF Patientenstand

