

# BESTELLFORMULAR DIAGNOSESCHAFT



PROLUTIONS A-RANGE : PROLUTIONS ANATOMY / FIRST / ADVANCED

Name des Sanitätshauses: \_\_\_\_\_  
Kundennummer: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
Land: Deutschland Österreich Schweiz  
Anwender-Referenz: \_\_\_\_\_  
Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
Össur Auftragsnr.: \_\_\_\_\_  
*(wird von Össur ausgefüllt)*

Geschlecht: männl. weibl.  
Gewicht: \_\_\_\_\_ kg  
Seite: links rechts  
Linertyp: \_\_\_\_\_  
Hersteller: \_\_\_\_\_  
Linergröße: \_\_\_\_\_  
Lieferoptionen: Standard *(kostenlos)*  
Express 30 € *(Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zwischen 9-12 Uhr)*  
Express plus 100 €  
*(Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zw. 7-9 Uhr. Bitte stellen Sie sicher, dass die Warenannahme gewährleistet ist)*

## UMFÄNGE AB TUBER

Umfang, Reduzierung o. Zielmaß

3 cm \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ cm  
6 cm \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ cm  
9 cm \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ cm  
12 cm \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ cm  
15 cm \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ cm  
18 cm \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ cm  
21 cm \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ cm  
24 cm \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ cm  
27 cm \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ cm  
30 cm \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ cm  
33 cm \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ cm  
36 cm \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ cm

### BEACHT!

Das erste Umfangsmaß ist 3 cm unterhalb Tuber. Ist keine Reduzierung angegeben, erfolgt eine Standardreduzierung von 4,0% proximal auf 0% distal, bei Linerversorgung von 2,5% proximal auf 0% distal. Alpha Liner & Otto Bock Liner 1,5% auf 0%.

## SCHAFFFORM

Prolutions Anatomy *(PR-TF01)*  
Prolutions First *(PR-TF02)*  
Prolutions Advanced *(PR-TF03)*  
Prolutions Advanced mit Dummy *(PR-TF03/2)*

## SCHAFTMASSE UND VEKTOREN

1. Skelettäres M \_\_\_\_\_ cm  
*(+1 cm = Zielmaß)*
  2. Stumpflänge ab Tuber \_\_\_\_\_ cm
  3. Horizontaler \_\_\_\_\_ °  
Ramuswinkel
  4. Diagonales ML \_\_\_\_\_ cm  
*(+1 cm = Zielmaß)*
  5. Weichteil ML \_\_\_\_\_ cm
  6. Laterale Adduktion \_\_\_\_\_ °
  7. Ilium Winkel \_\_\_\_\_ °
  8. Flexions Winkel \_\_\_\_\_ °
  9. A-P medial \_\_\_\_\_ cm
  10. A-P lateral \_\_\_\_\_ cm
  11. Sollmaß Schaftlänge \_\_\_\_\_ cm
  12. Bi-Subtrochantäres \_\_\_\_\_ cm
- Maß *(optional und bei Doppelamputation)*

## AUFBAU

Knie - Boden: \_\_\_\_\_ cm  
Tuber - Boden: \_\_\_\_\_ cm

## VERRIEGELUNGSSYSTEM

*(separat berechnet)*

### Positionierung des Auslösers:

Medial Lateral  
Ventral

Icelock 214 AK OFFSET - Össur *(L-214 3xx)*  
Icelock 211 - Össur *(L-211 000)*  
Clutch Lock 151 - Streifeneder *(1551)*  
BOA Lanyard - Protheseus *(PKR014)*  
OT socket fix - Protheseus *(PYH4111)*  
Anderes System:

*(Bitte schicken Sie das Verriegelungssystem an Össur Deutschland, Sprengerstraße 441, 29223 Celle und berücksichtigen Sie die dadurch entstehende längere Lieferzeit des Schafts.)*

## VENTIL *(separat berechnet)*

### Position:

Medial Lateral

Schraubventil Icelock 552 - Össur:  
Ausstoß automatisch *(L-552000)*  
Schraubventil schwarz - Neuhof:  
Ausstoß nicht automatisch *(207D09)*  
PushValve - Otto Bock *(21Y14)*  
Anderes System:

*(Bitte schicken Sie das Ventil an Össur Deutschland, Sprengerstraße 441, 29223 Celle und berücksichtigen Sie die dadurch entstehende längere Lieferzeit des Schafts.)*  
nur Dummy

Össur erklärt, dass Daten in diesem Dokument von Össur verarbeitet werden. Diese Daten werden von Össur erhoben, um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen sowie zur Feststellung der Produkt-Eignung. Rechtsgrundlage hierfür ist der Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Diese Einwilligung können Sie jederzeit unter der aufgeführten Adresse oder unter [kveinsonn@ossur.com](mailto:kveinsonn@ossur.com) widerrufen. Weitere Hinweise zum Datenschutz können Sie unserer Website ([WWW.OSSUR.COM](http://WWW.OSSUR.COM)) entnehmen.

Össur Deutschland GmbH  
Melli-Beese-Straße 11  
50829 Köln  
Deutschland

TEL 0800 180 8379  
FAX 0800 180 8387  
[info-deutschland@ossur.com](mailto:info-deutschland@ossur.com)

Össur Schweiz AG  
Hans Huber-Strasse 38  
4500 Solothurn  
Schweiz

TEL 0800 344 000  
FAX 0800 344 001  
[info-schweiz@ossur.com](mailto:info-schweiz@ossur.com)

Össur Österreich GmbH  
Mooslackengasse 17  
1190 Wien  
Österreich

TEL 0800 068 745  
FAX 0800 068 746  
[info-osterreich@ossur.com](mailto:info-osterreich@ossur.com)

