

BESTELLFORMULAR DIAGNOSESCHAFT



PROLUTIONS A-RANGE : PROLUTIONS BASIC (PR-TF04)

Name des Sanitätshauses: _____
Kundennummer: _____
Anschrift: _____
Land: Deutschland Österreich Schweiz
Anwender-Referenz: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
Email: _____
Fax: _____
Össur Auftragsnr.: _____
(wird von Össur ausgefüllt)

Geschlecht: männl. weibl.
Gewicht: _____ kg
Seite: links rechts
Linertyp: _____
Hersteller: _____
Linergröße: _____
Lieferoptionen: Standard (kostenlos)
Express 30 € (Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zwischen 9-12 Uhr)
Express plus 100€
(Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zw. 7-9 Uhr: Bitte stellen Sie sicher, dass die Warenannahme gewährleistet ist)

UMFÄNGE AB TUBER

Umfang, Reduzierung o. Zielmaß

3 cm	_____ cm	%	_____ cm
9 cm	_____ cm		_____ cm
15 cm	_____ cm		_____ cm
21 cm	_____ cm		_____ cm
27 cm	_____ cm		_____ cm
33 cm	_____ cm	0	_____ cm

BEACHT!

Das erste Umfangsmaß ist 3 cm unterhalb Tuber. Ist keine Reduzierung angegeben, erfolgt eine Standardreduzierung von 4,0% proximal auf 0% distal, bei Linerversorgung von 2,5% proximal auf 0% distal. Alpha Liner & Otto Bock Liner 1,5% auf 0%.

SCHAFTMASSE

1. Stumpflänge ab Tuber _____ cm
2. Sollmaß Schaftlänge _____ cm

Sollmaß ist die Stumpflänge + 0,5 - 2,0 cm bei „nackter“ Versorgung (je nach Weichteilverhältnissen).

Bei Versorgung mit Locking Liner bitte die Schaftlänge unter leichtem Zug definieren.

Bei Versorgung mit Vakuum Liner + 0,3 - 0,6 cm (je nach Weichteilverhältnissen).

3. Flexion _____ °

OPTIONAL

4. Skelettäres ML (Zielmaß) _____ cm

Zielmaß ist das knöchern gemessene Maß + 0,5 - 1,5 cm (je nach Weichteilverhältnissen)

5. Adduktion _____ °

AUFBAU

Knie - Boden: _____ cm
Tuber - Boden: _____ cm

VERRIEGELUNGSSYSTEM

(separat berechnet)

Positionierung des Auslösers:

Medial Lateral
Ventral

Icelock 214 AK OFFSET - Össur (L-214 3xx)
Icelock 211 - Össur (L-211 000)
Clutch Lock 151 - Streifeneder (1551)
BOA Lanyard - Protheseus (PKR014)
OT socket fix - Protheseus (PYH4111)
Anderes System:

(Bitte schicken Sie das Verriegelungssystem an Össur Deutschland, Sprengerstraße 441, 29223 Celle und berücksichtigen Sie die dadurch entstehende längere Lieferzeit des Schafts.)

VENTIL (separat berechnet)

Position:

Medial Lateral

Schraubventil Icelock 552 - Össur:
Ausstoß automatisch (L-552000)
Schraubventil schwarz - Neuhof:
Ausstoß nicht automatisch (207D009)
PushValve - Otto Bock (21Y14)
Anderes System:

(Bitte schicken Sie das Ventil an Össur Deutschland, Sprengerstraße 441, 29223 Celle und berücksichtigen Sie die dadurch entstehende längere Lieferzeit des Schafts.)

nur Dummy

Össur erklärt, dass Daten in diesem Dokument von Össur verarbeitet werden. Diese Daten werden von Össur erhoben, um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen sowie zur Feststellung der Produkt-Eignung. Rechtsgrundlage hierfür ist der Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Diese Einwilligung können Sie jederzeit unter der aufgeführten Adresse oder unter ksveinsson@ossur.com widerrufen. Weitere Hinweise zum Datenschutz können Sie unserer Website (WWW.OSSUR.COM) entnehmen.

Össur Deutschland GmbH
Melli-Beese-Straße 11
50829 Köln
Deutschland

TEL 0800 180 8379
FAX 0800 180 8387
info-deutschland@ossur.com

Össur Schweiz AG
Hans Huber-Strasse 38
4500 Solothurn
Schweiz

TEL 0800 344 000
FAX 0800 344 001
info-schweiz@ossur.com

Össur Österreich GmbH
Mooslackengasse 17
1190 Wien
Österreich

TEL 0800 068 745
FAX 0800 068 746
info-osterreich@ossur.com

