



i-DIGITS™ QUANTUM

Diseño, destreza
y movimiento

La primera mano protésica parcial multi-articulada y diseñada de forma individual que se controla con simples gestos.

- Adecuada para usuarios con ausencia de parcial de 1 a 5 dígitos en o proximal a la articulación metacarpofalángica.
- Los dígitos se mueven de forma independiente y funcionan en conjunto con los dedos fisiológicos restantes.
- El control por gestos accionado mediante la tecnología i-Mo™ emplea gestos sencillos para activar diferentes agarres.
- Los Grip Chips™ con Bluetooth incorporado activan los agarres predefinidos cuando están cerca de i-Digits.
- Aumento de velocidad:
- Velocidad de apertura/cierre de dígitos ajustable.



Movimiento inteligente i-Mo™
CONTROL POR
GESTOS



Activadores
CONTROL POR
MÚSCULOS




Quick Grips™
CONTROL POR
APLICACIÓN



Grip Chips™
CONTROL POR
PROXIMIDAD

i-Digits Quantum es adecuada para ausencia mano parcial donde el nivel de pérdida o deficiencia es distal a la muñeca y proximal a la articulación metacarpofalángica. Pueden reemplazarse de 1 a 5 dígitos en cualquiera de las posiciones.



Opciones de montaje de dígitos




Placa de montaje XS: posición derecha de dígito



Placa de montaje M: posición extendida de dígito

Opciones de tamaño de dígitos



I-DIGITS QUANTUM

N.º de ref.	Descripción
TBX50008	PK1 i-Digit Quantum 1 dígito
TBX50016	PK2 i-Digit Quantum 2 dígitos
TBX50024	PK3 iDigits Quantum 3 dígitos
TBX50032	PK4 iDigits Quantum 4 dígitos
TBX50040	PK5 iDigits Quantum 5 dígitos

CONTENIDO DEL PAQUETE*

Kit de electrodo	sí
Grip Chips™	sí
Batería y cargador	sí
Cargador de automóvil	sí
Placas de montaje/componentes del encaje	sí
iPod Touch	sí
Cubiertas	3 cubiertas por dedo

*2 años de garantía touch care