

## CTi® OA

CTi har i 30 år satt standarden för måttbeställda knäortoser för ligamentskador. Lägg till varus- eller valguskorrigerande till denna klassiker och du får en utmärkt, dubbelledad knäortos för både osteoartrit och ligamentskador för dina mer aktiva patienter. Inkluderar patenterad Sensil®-polstring som eliminerar glidning, en flexibel medial manschett för bättre skydd mot rotationskrafter och hudvänlig SensEdge-beläggning på sprutformade delar för att undvika tryckpunkter



### INDIKATIONER

- Mild till svår unikompartmentell artros
- ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Krävande vardagliga aktiviteter

### EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Anatomiskt korrekta Accutrac®-leder med extensionsstopp
- Patenterad Sensil®-polstring eliminerar glidning
- Total Support System™ för ACL-, MCL-, LCL-, PCL-, rotation- och kombinerad instabilitet
- Rigid kolfiberram
- Måttillverkad efter varje patients unika anatomi med upp till 7° varus-/valguskorrigerande inbyggd i ramen
- Icke-korroderande material, idealisk för vattensporter

### NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Måttillverkad

### BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Beskrivning	Vänster	Höger
CTi OA	B-116630010	B-116530010

Se tillbehör och mätverktyg under CTi custom.

### SMARTMEASURE®



Ett digitalt mätsystem för anpassade knäortoser på iPhone eller iPad. Det mest intuitiva, effektiva och korrekta sättet att mäta anpassade Össur-knäortoser på, inklusive Unloader One. Använder en sektionsbaserad, steg för steg-metod som vägleder dig genom hela processen för val, mätning och beställning av ortos.



Video: SmartMeasure  
Tutorial 2019 (6 min 7 sec)