

CTi[®]3

CTi[®]3 ger ett nytt perspektiv på dubbla upprätta knäortoser. Innovativ teknik gör CTi3 till ett utmärkt alternativ för de flesta av dina patienter. CTi3 är lämplig för både vardagsaktiviteter och sport, och erbjuder hög kvalitet med sin förbättrade konstruktion och anatomiska passform för ökad komfort.



INDIKATIONER

- För knästillstånd som kan förbättras av ökad AP- och ML-stabilitet och skydd kring knäet, till exempel skador på främre korsband (ACL), medialt kollateralligament (MCL), lateralt kollateralligament (LCL) och bakre korsband (PCL), samt roterande och kombinerade instabiliteter.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Förbättrad konstruktion – Lätta, höghållfasta ramar i kolkomposit ger optimal styvhet i relation till vikt
- Anatomisk passform – Utformad för att passa fler benformer och införlivar ett Accutrac[®]-ledstycke som följer knäets anatomiska rörelse.
- Förbättrad komfort – Unika foder förbättrar komforten med sina speciellt sydda blockmönster, som ger en balans mellan dämpning och ventilation.
- Tillbehör och reservdelar som är lätta att använda, inklusive MX-satser, ersättningssatser med remmar, foder och flexionsstopp.

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Skjutmått
- Omkrets lår 20 cm över mitten av patella

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

CTi3

Storlek	M/L-Mått	Omkrest	Vänster	Höger
S	8-10 cm	40-47 cm	CTI-23002	CTI-22002
M	10-11 cm	45-55 cm	CTI-23003	CTI-22003
L	11-13 cm	52-61 cm	CTI-23004	CTI-22004
XL	13-14 cm	58-67 cm	CTI-23005	CTI-22005

Innehåller: Kondylkuddeset och sträckstoppset (0° sträckstopp och standardkondylplatta är förinstallerade).

Notera: M/L-mätningar är den föredragna och mest exakta mätningen för CTi. Mätning av låromkrets ska användas när M/L-måtten är mellan olika storlekar.

CTi[®]3

TILLBEHÖR & RESERVDELAR

CTi3 MX KIT

Storlek	Vänster	Höger
S	CTI-23132	CTI-22132
M	CTI-23133	CTI-22133
L	CTI-23134	CTI-22134
XL	CTI-23135	CTI-22135

Innehåller: Impact guard, Mesh-Sleeve, (CTi-Dekaler) och produktväska.

POLSTRING

Storlek	Vänster	Höger
S	CTI-23322	CTI-22322
M	CTI-23323	CTI-22323
L	CTI-23324	CTI-22324
XL	CTI-23325	CTI-22325

HOOK SET

Storlek	Vänster	Höger
S	CTI-23332	CTI-22332
M	CTI-23333	CTI-22333
L	CTI-23334	CTI-22334
XL	CTI-23335	CTI-22335



BANDSATSER

Storlek	Art.nr.
S	CTI-24222
M	CTI-24223
L	CTI-24224
XL	CTI-24225

TILLBEHÖR

Beskrivning	Art.nr.
Guard Elastic Cord	CTI-24130
Guard Screws	CTI-24140
Tibial Wedge Pad	22077
Condyle Pad Set (Thin, Standard, Thick)	CTI-24320
Extension Stop Set (0°, 5°, 10°, 20°, 30°)	CTI-24430
Flexion Stop Set (0°, 60°, 75°, 90°)	CTI-24440
Hinge Sticker Set	CTI-24450
D-Ring Set	CTI-24510

MESH-SLEEVE

Storlek	Art.nr.
S	SLV60012
M	SLV60013
L	SLV60014
XL	SLV60015