

CHEETAH® JUNIOR CON SUELA NIKE®



El conjunto de Cheetah Junior con suela Nike ofrece un pie de fibra de carbono de alto rendimiento que ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios con amputación transtibial y transfemoral para correr y jugar.

Se acopla a la parte posterior del encaje, lo que resulta en un producto ágil, fuerte y de rendimiento probado para los niños que practican deporte.

La suela Nike está diseñada para ofrecer una mayor estabilidad y una progresión plantar suave.

- Diseñado para satisfacer las necesidades de los niños activos Fibra de carbono de alto rendimiento.
- Se fija posteriormente al encaje para promover la agilidad y la resistencia.



Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transfemoral y Transtibial
Peso máximo del usuario:	55Kg



RESISTENTE AL AGUA DULCE


Información del pie	
Categoría:	1-4
Tamaños:	Talla única
Peso del pie:	232g
Altura de montaje:	Min: 182 mm Max: 307 mm
Opciones de adaptador:	Conector de laminación
Opciones de adaptador:	Conector de laminación

CUADRO DE SELECCIÓN DE CATEGORÍA

Peso kg	15-24	25-34	35-45	46-55
Nivel de impacto de alto a extremo	1	2	3	4

CHEETAH® JUNIOR CON SUELA NIKE®

DIMENSIONES



KITS


CHEETAH KIT

REF.

CATEGORÍA (1-4)

CJX0

00




KIT SUELA NIKE VERSIÓN JUNIOR

Ref.	Tamaño	Cat.
CM150164	Tamaño único	1-4

Incluye:

- Suela Nike
- Medalla
- Loctite
- Suela interior
- Bolsa para suela Nike



Nota: Artículo no disponible en stock, solo bajo pedido.

COMPONENTES

Ref.	Descripción
CHX50001	Kit de conector

