

DIRECT SOCKET TF



Direct Socket TF je řešení lůžka pro uživatele transfemorální protězy všech stupňů aktivity. Při použití materiálů a nástrojů sady Direct Socket a flexibilní objímky Össur Brim je proces výroby standardizován. Materiály jsou dodávány v sadách, přičemž každá sada obsahuje veškerý spotřební materiál potřebný k výrobě jednoho lůžka. Samostatně objednaná Brim Össur je flexibilní proximální silikonová objímka, která je k dispozici ve třinácti velikostech.



User information	
Úroveň amputace:	Transfemorální
Úroveň rázů:	Nízké až vysoké
Maximální hmotnost pacienta:	166kg (365lbs)



DIRECT SOCKET
SYSTEM



ODOLNÉ VŮČI
VLIVŮM POČASÍ

INFORMACE K OBJEDNÁNÍ

MATERIAL KITS

Číslo položky	Popis
M-501105	Skelná vlákna 5" (12,7 cm) se standardním distálním konektorem, neutrální pryskyřice 400 ml
M-500107	Skelná vlákna 7" (17,8 cm) se standardním distálním konektorem, neutrální pryskyřice 400 ml
M-501107	Skelná vlákna 7" (17,8 cm) s velkým distálním konektorem, neutrální pryskyřice 400 ml
M-501109	Skelná vlákna 9" (22,9 cm) s velkým distálním konektorem, neutrální pryskyřice 400 ml
M-501115	Skelná vlákna 5" (12,7 cm) se standardním distálním konektorem, černá pryskyřice 400 ml
M-500117	Skelná vlákna 7" (17,8 cm) se standardním distálním konektorem, černá pryskyřice 400 ml
M-501117	Skelná vlákna 7" (17,8 cm) s velkým distálním konektorem, černá pryskyřice 400 ml
M-501119	Skelná vlákna 9" (22,9 cm) s velkým distálním konektorem, černá pryskyřice 400 ml
M-501315	Čedičová vlákna 5" (12,7 cm) se standardním distálním konektorem, černá pryskyřice 400 ml
M-500317	Čedičová vlákna 7" (17,8 cm) se standardním distálním konektorem, černá pryskyřice 400 ml
M-501317	Čedičová vlákna 7" (17,8 cm) s velkým distálním konektorem, černá pryskyřice 400 ml
M-501319	Čedičová vlákna 9" (22,9 cm) s velkým distálním konektorem, černá pryskyřice 400 ml



Zahrnuje:

- Tkaninu ze skelných nebo čedičových vláken (5", 7" or 9")
- Kartridž s pryskyřicí (400ml neutrální nebo černá barva)
- 2x60cm silikonové separační fólie
- 1 silikonová izolační čepička
- Obrubová páska
- 2 plastové ochranné fólie

DIRECT SOCKET TF

INFORMACE K OBJEDNÁNÍ

VÝBĚR VELIKOSTI TKANINY

Doporučení pro výběr velikosti tkaniny naleznete v následující tabulce.

Velikost lineru	Velikost tkaniny
23.5 – 28	5"
30 – 32	5" or 7" se standardním distálním konektorem
34 - 40	7"*
45 - 55	9"

** Při posouzení velikosti pahýlu, jeho délky a množství měkké tkáně zvažte 7palcovou tkaninu s velkým distálním konektorem.

OBJÍMKY ÖSSUR BRIM

Číslo položky	Velikost Össur Brim	Obvod*
M-FBS360	36	35-37cm
M-FBS380	38	37-39cm
M-FBS400	40	39-41cm
M-FBS420	42	41-43cm
M-FBS440	44	43-45cm
M-FBS460	46	45-47.5cm
M-FBS485	48.5	47.5-50cm
M-FBS510	51	50-52.5cm
M-FBS535	53.5	52.5-55cm
M-FBS560	56	55-57.5cm
M-FBS585	58.5	57.5-60cm
M-FBS610	61	60-63cm
M-FBS640	64	63-66cm
M-FBS670	67	66-69cm
M-FBS700	70	69-72cm




Fig. 1

VÝBĚR VELIKOSTI OBLÍJMY ÖSSUR BRIM

1. Změřte obvod 1-2 cm pod úroveň sedací kosti (viz obr. 1).
2. Z výše uvedené tabulky vyberte správnou velikost okraje.

POZNÁMKA: Pokud se naměřený obvod nachází mezi dvěma velikostmi, vyberte větší. Pokud bude okraj umístěn vysoko na laterální straně, zvažte výběr velikosti, která je o jedno číslo větší.

DIRECT SOCKET MATERIÁLY

TKANINA

Číslo položky	Popis
M-100605	Čedičová vlákna 4" s malým distálním konektorem
M-100650	Čedičová vlákna 4" s malým distálním konektorem, 10 ks
M-100601	Čedičová vlákna 5" (12,7 cm) se standardním distálním konektorem
M-100610	Čedičová vlákna 5" (12,7 cm) se standardním distálním konektorem, 10 ks
M-100602	Čedičová vlákna 7" (17,8 cm) se standardním distálním konektorem
M-100620	Čedičová vlákna 7" (17,8 cm) se standardním distálním konektorem, 10 ks
M-100603	Čedičová vlákna 7" (17,8 cm) s velkým distálním konektorem
M-100630	Čedičová vlákna 7" (17,8 cm) s velkým distálním konektorem, 10 ks
M-100604	Čedičová vlákna 9" (22,9 cm) s velkým distálním konektorem
M-100640	Čedičová vlákna 9" (22,9 cm) s velkým distálním konektorem, 10 ks
M-100301	Skelná vlákna 4" s malým distálním konektorem
M-100310	Skelná vlákna 4" s malým distálním konektorem, 10 ks
M-100101	Skelná vlákna 5" (12,7 cm) se standardním distálním konektorem
M-100110	Skelná vlákna 5" (12,7 cm) se standardním distálním konektorem, 10 ks
M-100201	Skelná vlákna 7" (17,8 cm) se standardním distálním konektorem
M-100210	Skelná vlákna 7" (17,8 cm) se standardním distálním konektorem, 10 ks
M-100302	Skelná vlákna 7" (17,8 cm) s velkým distálním konektorem
M-100320	Skelná vlákna 7" (17,8 cm) s velkým distálním konektorem, 10 ks
M-100303	Skelná vlákna 9" (22,9 cm) s velkým distálním konektorem
M-100330	Skelná vlákna 9" (22,9 cm) s velkým distálním konektorem, 10 ks
M-100401	Uhlíková vlákna 5" (12,7 cm) se standardním distálním konektorem
M-100410	Uhlíková vlákna 5" (12,7 cm) se standardním distálním konektorem, 10 ks
M-100501	Uhlíková vlákna 7" (17,8 cm) se standardním distálním konektorem
M-100510	Uhlíková vlákna 7" (17,8 cm) se standardním distálním konektorem, 10 ks
M-100301L	Skelná vlákna 4" s malým distálním konektorem - 70cm*
M-100101L	Skelná vlákna 5" (12,7 cm) se standardním distálním konektorem – 70 cm*
M-100201L	Skelná vlákna 7" (17,8 cm) se standardním distálním konektorem – 70 cm*
M-100302L	Skelná vlákna 7" (17,8 cm) s velkým distálním konektorem – 70 cm*
M-100303L	Skelná vlákna 9" (22,9 cm) s velkým distálním konektorem – 70 cm*
M-100605L	Čedičová vlákna 4" s malým distálním konektorem - 70cm*
M-100601L	Čedičová vlákna 5" (12,7 cm) se standardním distálním konektorem – 70 cm*
M-100602L	Čedičová vlákna 7" (17,8 cm) se standardním distálním konektorem – 70 cm*
M-100603L	Čedičová vlákna 7" (17,8 cm) s velkým distálním konektorem – 70 cm*
M-100604L	Čedičová vlákna 9" (22,9 cm) s velkým distálním konektorem – 70 cm*


*Není skladem, pouze na objednávku.



DIRECT SOCKET MATERIÁLY

DALŠÍ MATERIÁLY

Picture#	Objednací číslo	Description
1.	M-300201	Kartridž s pryskyřicí 200 ml neutrální
1.	M-300211	Kartridž s pryskyřicí (10 ks) 200 ml neutrální
1.	M-300202	Kartridž s pryskyřicí 200 ml černá
1.	M-300212	Kartridž s pryskyřicí (10 ks) 200 ml černá
1.	M-300401	Kartridž s pryskyřicí 400 ml neutrální
1.	M-300411	Kartridž s pryskyřicí (10 ks) 400 ml neutrální
1.	M-300402	Kartridž s pryskyřicí 400 ml černá
1.	M-300412	Kartridž s pryskyřicí (10 ks) 400 ml černá
2.	M-400100	Silikonová izolační fólie, malá, 30m
2.	M-400101	Silikonová izolační fólie, 30 m
2.	M-400103	Silikonová izolační fólie, velká, 30 m
3.	M-400206	Spodní těsnění pro systém Direct Socket
4.	M-400300	Silikonová izolační fólie, malá, 2x60cm
4.	M-400301	Silikonová izolační fólie, 2 x 60 cm
4.	M-400303	Silikonová izolační fólie, velká, 2 x 60 cm
5.	M-200161	Silikonová izolační čepička
5.	M-400102	Silikonová izolační čepička, 10 ks
5.	M-200162	Silikonová izolační čepička, velká
5.	M-400112	Silikonová izolační čepička velká, 10 ks
6.	M-100120	Obrubová páska
	M-110004	Role ochranné fólie



DIRECT SOCKET MATERIÁLY

KOMPONENTY

Společnost Össur doporučuje používat ve spojení se systémem Direct Socket následující výrobky.




Obrázek#	Objednací číslo	Popis
1.	L-661000	Vložka Modular Icelock 600 pro řadu Icelock 600
2.	L-621100	Adaptační sada pro Icelock Ratchet 621
3.	L-631100	Adaptační sada pro Icelock Lanyard 631
4.	L-651100	Adaptační sada pro Icelock Smooth 651

* Použití s Icelock® 600 series.

Obrázek#	Objednací číslo	Popis
5.	L-551002	Icelock jednocestný ventil 551 *
6.	L-552000	Icelock jednocestný ventil 552
7.	L-544050	Destička adaptéru Icelock 544 pro systém Direct Socket**
8.	L-544521	Icelock 544 deska pro jednocestný ventil (pasivní podtlak)**
8.	L-544511	Icelock 544 deska pro systém aktivního podtlaku uni

* Použití s Cushion linery; ** Použití se Seal-In linery

Obrázek#	Objednací číslo	Popis
9.	A-242500	4otvorový adaptér se stavěcími šrouby s offsetem 20/20
10.	A-242510	4otvorový adaptér se stavěcími šrouby s offsetem 20/20 10°R
11.	A-242520	4otvorový adaptér se stavěcími šrouby s offsetem 20/20 10°L

Obrázek#	Objednací číslo	Popis	
12.	L-214100	Icelock Clutch 4H 214 pro systém Direct Socket	
13.	L-562400	Icelock 562 systém Unity pro Direct Socket* **	 **
14.	L-562410	Icelock 562 pasivní podtlak pro Direct Socket* **	 **

* Použití s Iceross Seal-In X Locking liner

** Vodotěsné

