

DIRECT SOCKET TT



Direct Socket TT è un sistema progettato per utenti transtibiali di tutte le attività. Con l'utilizzo dei materiali e strumenti Direct Socket TT, il processo di fabbricazione è standardizzato.

Tutti i componenti necessari alla fabbricazione di un involucro, sono disponibili tramite Kit.

Informazioni utente:	
Livello di amputazione:	Transtibiale
Livello di attività:	Basso, moderato, alto
Limite peso:	100kg - per tubolari da 4" 166kg - per tubolari da 5" & 7"

CARATTERISTICHE



WEATHERPROOF



DIRECT SOCKET SYSTEM



INFORMAZIONI CODICI PRODOTTO

KIT DIRECT SOCKET MATERIALI

Cod. prod.	Descrizione
M-500104	Direct Socket, 4" Fibra di vetro con connettore distale small, Resina neutrale 200ml
M-500105	Direct Socket, 5" Fibra di vetro con connettore distale medio, Resina neutrale 200ml
M-500107	Direct Socket, 7" Fibra di vetro con connettore distale medio, Resina neutrale 400ml
M-501107	Direct Socket, 7" Fibra di vetro con connettore distale large, Resina neutrale 400ml
M-500114	Direct Socket, 4" Fibra di vetro con connettore distale small, Resina nera 200ml
M-500115	Direct Socket, 5" Fibra di vetro con connettore distale medio, Resina nera 200ml
M-500117	Direct Socket, 7" Fibra di vetro con connettore distale medio, Resina nera 400ml
M-501117	Direct Socket, 7" Fibra di vetro con connettore distale large, Resina nera 400ml
M-500205	Direct Socket, 5" Fibra di carbonio con connettore distale medio, Resina nera 200ml
M-500207	Direct Socket, 7" Fibra di carbonio con connettore distale medio, Resina nera 400ml
M-500314	Direct Socket, 4" Fibra di basalto con connettore distale small, Resina nera 200ml
M-500315	Direct Socket, 5" Fibra di basalto con connettore distale medio, Resina nera 200ml
M-500317	Direct Socket, 7" Fibra di basalto con connettore distale medio, Resina nera 400ml
M-501317	Direct Socket, 7" Fibra di basalto con connettore distale large, Resina nera 400ml



Include:

- Tubolari in fibra di vetro (4", 5" o 7") o tubolari in fibra di basalto (4", 5" o 7"), o tubolari in fibra di carbonio (5" o 7")
- Cartuccia resina (neutrale o nera) :
 - * 200ml incluso con le fibre 4" e 5"
 - ** 400ml incluso con le fibre 7" e 9"
- Tubolari isolanti in silicone 2 x 60cm
- 1 Cappuccio isolante in silicone
- Nastro in tessuto copri bordo
- 2 Fogli di protezione in plastica

DIRECT SOCKET TT

INFORMAZIONI CODICI PRODOTTO

SELEZIONE DEL TUBOLARE

Fare riferimento alla seguente tabella come raccomandazione su come selezionare la dimensione del tubolare in fibra.

Misura cuffia	Dimensione tubolare
16 – 22	4"
23.5 – 30	5"
32 – 34	7"