


FLEX-RUN™ JUNIOR



Flex-Run Junior ofrece adaptabilidad vertical y retorno de energía eficaz para satisfacer las necesidades de los niños con alto nivel de actividad.

Flex-Run Junior, diseñado para ser el pie más flexible de nuestra gama de pies para correr, está indicado para usuarios con amputación transfemoral y transtibial.

La suela Nike está diseñada para ofrecer una mayor estabilidad y una progresión plantar suave.



Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transfemoral y Transtibial
Peso máximo del paciente:	84Kg



RESISTENTE AL
AGUA DULCE


Información del pie	
Categoría:	1-6
Tamaños:	único
Peso del pie:	336g
Altura de montaje:	Min: 200 mm
Opciones de adaptador:	Pirámide macho o hembra

CUADRO DE SELECCIÓN DE CATEGORÍA

Peso kg	15-24	25-34	35-45	46-55	57-67	68-84
Nivel de impacto alto a extremo	1	2	3	4	5	6

FLEX-RUN™ JUNIOR

DIMENSIONES



* Nota: La suela añade 10mm a la altura de construcción.


KITS

KIT FLEX-RUN

REF.

CATEGORÍA (1-6)

FSX007




KIT SUELA NIKE VERSIÓN JUNIOR

Ref.	Tamaño	Cat.
CM150164	Tamaño único	1-6


Incluye:

- Suela Nike
- Medalla
- Loctite
- Inside Sole
- Bolsa para suela Nike



COMPONENTES

Ref.	Descripción	Cat.
FWX40001	Disco de fijación	1-6



FOOT ADAPTER SETS

Foto	Ref.	Descripción	Peso	Dimensión	Cat.
1	FWX00031	Kit de pirámide macho - Junior	30g	M 8 x 30mm	1-3
2.	FWX00030	Kit de pirámide macho - Adulto	75g	M10 x 40mm	1-6
3.	CM150161	Kit de pirámide hembra*	100g	M10 x 35mm	1-6

*Componentes para adulto usados también con el Flex-Run Junior

TORNILLOS

Part#	Size	Cat.
CM130221	M10 x 40 mm	1-6
CM130103	M10 x 35 mm	1-6
CM130237	M8 x 30 mm	1-3

