

FORM FIT® AIR WALKER

WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Skręcenia stopnia 2 i 3
- Stany po urazach i rehabilitacja
- Stabilne złamania
- Urazy tkanek miękkich
- Stabilizacja stawu skokowego po operacjach

FUNKCJE I KORZYŚCI

- Dostępny w wersji wysokiej i niskiej
- Zintegrowany układ pneumatyczny
- Niska, szeroka, podeszwa ułatwia naturalny, stabilny chód.
- Podeszwa amortyzuje siłę uderzenia podczas zetknięcia pięty z podłożem.
- Gładka, oddychająca wkładka

WYMAGANE POMIARY

- Rozmiar buta



INFORMACJE O ZAMAWIANIU

Rozmiar	Rozmiar buta w EU	Wysoki but	Niski but
XS	33 - 35.5	A-W0200BLK	A-W0300BLK
S	36 - 39	A-W0400BLK	A-W0500BLK
M	39.5 - 44	A-W0600BLK	A-W0700BLK
L	44.5 - 46.5	A-W0800BLK	A-W0900BLK
XL	47 - 50	A-W1000BLK	A-W1100BLK

AKCESORIA

WYMIENNE ELEMENTY MIĘKKIE

Rozmiar	Wysoki but	Niski but
XS	12349	12356
S	10675	12357
M	10678	12358
L	10681	12359
XL	12347	12360

INNE AKCESORIA

Opis	Nr katalogowy
Przedłużenie szerokości elementów miękkich, 10 cm	WKSG-1BLK
Płytki na piszczel i łydkę w przypadku konieczności zastosowania dodatkowego unieruchomienia szyną	WKSP100
Wkładka do leczenia ciepłem/zimnem umożliwiającą bezpieczne i wielokrotne korzystanie z krioterapii	WKGEL100
Klin piętowy	AWK0005
Przyklejana wkładka do klina	WHW-W0107