

ICELOCK® 700 SERIEN




Icelock 721 är en stegad snabbkoppling avsedd att användas i kombination med Iceross Junior och Iceross Upper-X.

Låg bygghöjd och vikt, väger endast 20 gram och bygger 13 mm på höjden (låsmodule). Hög hållbarhet/slitstyrka. Låset kan demonteras från insidan av hylsan för service eller byte.



ÖVERSIKT – ICELOCK 700



Laminering i 2 steg
Icelock 721
Stegad snabbkoppling



Standardlaminering
Icelock 773
Hanpyramid Aluminium/Stål



Standardlaminering
Icelock 774
4-hålsadapter Aluminium

ICELOCK 721 SNABBKOPPLING

Art.nr.	Beskrivning	Bygghöjd	Vikt
L-721000*	Icelock 721 Stegad snabbkoppling inkl. stegad låspinne med M6-gänga	13 mm	20 g




*Levereras utan adapter. Vid tillverkning av proteshylsa med Icelock 721 behövs Icelock 780 Tillverkningsverktyg (se nedan)



TILLBEHÖR

Art.nr.	Beskrivning
L-780000*	Icelock 780 Tillverkningsverktyg*
L-792016	Tryckknappsverktyg för enklare demontering av tryckknapp

*Alla verktyg för tillverkningsprocessen är återanvändningsbara och enkla att hantera.



ICELOCK® 700 SERIEN

SPECIALANPASSADE DISTALA ADAPTRAR TILL ICELOCK 700

Art.nr.	Beskrivning	Maxvikt
L-773000	Icelock 773 Hanpyramid (Aluminium/Stål)	45 kg
L-774000	Icelock 774 4-hålsadapter (Aluminium)	45 kg



#L-773000 innehåller:

- Hanpyramid i rostfritt stål
- Skyddskopp för laminering
- Bult med O-ring
- Silikonring
- Silikontätning

Testad enligt ISO 10328 för A60.



Icelock 773 Hanpyramid (Aluminium/Stål)

#L-774000 innehåller:

- 4-hålsadapter med O-ring
- 4 st skruvar (M5 x 12)
- Silikonring
- Silikontätning.

Testad enligt ISO 10328 för A60.




Icelock 774 4-hålsadapter (Aluminium)

RESERVDELAR

ICELOCK 721 – RESERVDELAR

Art.nr.	Beskrivning	
L-792010	Dummy för kopplingshus, liten	
L-792150	Ingjutningsring, liten	1.
L-792020	Snabbkoppling	2.
L-792110	Tratt, liten	3.
L-792027	Tryckknapp, liten	4.
L-792100	Stegad låspinne, 32 mm	5.
L-792105	Stegad låspinne, 56 mm	5.
L-793110	Skruv för låstappsdummy	
L-793112	Silikontätning	6.
L-792016	Verktyg för enklare demontering av tryckknapp	7.
L-792031	Pin Adapter (M10/M6)	



ICELOCK 721 Stegad snabbkoppling

SUPPORT

ICELOCK 700 – TECHNICAL MANUAL (ENG)

Art.nr.	Beskrivning
P-200105	Technical Manual Icelock 700 (ENG)

Icelock 700 Technical Manual kan laddas ner från www.ossur.se.