

ICEROSS COMFORT® LOCKING CON WAVE




Iceross Comfort está diseñado con la matriz estabilizadora patentada de Össur, un accesorio distal de tamaño específico y una cubierta de tejido de nylon. Iceross Comfort está diseñado para muñones con prominencias óseas propensas a picos de presión.

La opción Wave del liner presenta ondas horizontales, diseñadas para facilitar la flexión de la rodilla.

Össur recomienda que el liner Iceross Comfort se use en combinación con la serie Icelock® 600.

Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transtibial
Niveles de impacto:	Bajo, moderado
Información del encaje de silicona	
Talla:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45.
Perfil:	3mm
Matriz:	10cm



MÉTODOS DE SUSPENSIÓN DISPONIBLES



LOCKING

CARACTERÍSTICAS



MATRIZ ESTABILIZADORA



CUBIERTA



SUPERFICIE INTERNA SUAVE



WAVE

REFERENCIAS DE PRODUCTOS - ICEROSS COMFORT CON WAVE

Ref.	Perfil	Suspensión
I-5303XX	3mm Wave	Locking (anclaje)