

ICEROSS SEAL-IN® X LOCKING



Iceross Seal-In X Locking es un liner de silicona para personas con amputación transtibial de todos los niveles de actividad, que proporciona una función superior al combinar las ventajas de la suspensión de bloqueo con las ventajas de Seal-In. El liner está disponible en perfiles de 3 mm y 6 mm.

Las características del liner:

- Silicona blanda DermoGel®
- Tejido funcional sin costuras para facilitar la flexión de la rodilla
- Matriz estabilizadora
- Compatible con todas las opciones de membrana desplazable


La membrana en forma de anillo se ofrece tres opciones diferentes:

- X-Classic
- X-Grip
- X-Volume

El liner debe usarse con Icelock 562 Hybrid (L-562000) y un encaje hermético.

Combine la tecnología Seal-In con el sistema de vacío Unity para facilitar la estabilización de las fluctuaciones de volumen y un ajuste cómodo del encaje a lo largo del día.

Información del usuario	
Nivel de amputación:	Transtibial
Niveles de impacto:	Bajo a alto
Información del encaje de silicona	
Talla:	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45
Perfil:	3mm y 6mm
Tallas de membrana:	20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 60, 65
Matriz:	10 cm



MÉTODOS DE SUSPENSIÓN DISPONIBLES



SEAL-IN X
LOCKING

CARACTERÍSTICAS



CUBIERTA



CUIDADO
ACTIVO DE
LA PIEL



SUPERFICIE
INTERNA
SUAVE



EASY GLIDE*




MATRIZ
ESTABILIZADORA

* Easy Glide solo se aplica a las membranas Seal

ICEROSS SEAL-IN® X LOCKING

GUIA DE SELECCIÓN DE TALLA DE MEMBRANAS

1. Medir la circunferencia de la extremidad residual (en cm), directamente sobre la piel.
2. Consulte la tabla de tallas para estimar el tamaño correcto de la membrana
3. Leyenda: tamaño del sello X, circunferencia Y (cm), A-Ajuste apretado, B-Ajuste suelto



REFERENCIAS DE PRODUCTOS - ICEROSS SEAL-IN X LOCKING

Ref.	Perfil	Suspensión
I-SXL3XX	Iceross Seal-In X Locking 3mm	Liner en talla XX y perfil de 3mm
I-SXL6XX	Iceross Seal-In X Locking 6mm	Liner en talla XX y perfil de 6mm
I-SXC0XX	Anello Iceross Seal-In X-Classic	Anello Seal-In X-Classic - membrana
I-SXG0XX	Anello Iceross Seal-In X-Grip	Anello Seal-In X-Grip - membrana
I-SXV0XX	Anello Iceross Seal-In X-Volume	Anello Seal-In X-Volume - membrana
I-RXC001	Seal-In X-Classic Kit 26-51	10 anelli Seal-In X-Classic - membrana
I-RXC004	Seal-In X-Classic Kit 20-65	16 anelli Seal-In X-Classic - membrana
I-RXG001	Seal-In X-Grip Kit 26-51	10 anelli Seal-In X-Grip - membrana
I-RXG004	Seal-In X-Grip Kit 20-65	16 anelli Seal-In X-Grip - membrana
I-RXV001	Seal-In X-Volume Kit 26-51	10 anelli Seal-In X-Volume - membrana
I-RXV004	Seal-In X-Volume Kit 20-65	16 anelli Seal-In X-Volume - membrana