

UNLOADER ONE®

Unloader One är en bekväm och lätt lågprofilsortos som ger överlägsen avlastningskapacitet och smärtlindring vid knäartros.



INDIKATIONER

- Mild till svår enkompartments knäartros
- Andra knäskador som kan dra nytta av ensidig avlastning



Video: Unloader One with SmartDosing - Clinician Fitting Instructions (7 min 41 sec)



Video: Unloader One with SmartDosing - Clinician Custom-Fit Modifications (5 min 8 sec)



Video: Unloader One - Clinician Fitting Instructions (7 min 7 sec)


EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Dubbla DFS-band minskar trycket på känsliga områden runt knäet, vilket innebär minskad smärta.
- SmartDosing™ låter brukaren själv finjustera avlastningen. Inga verktyg behövs och inställningsratten kan hanteras genom kläder.
- Färgkodade snabbkopplingsspännen gör ortosen enkel att ta på och av.
- Patenterade Sensil®-liners eliminerar glidning.
- Flexibel skena med låg profil som följer patientens anatomi gör det möjligt att använda ortosen under kläderna.
- Perforerad lättviktsram för flexibilitet och ventilation

NÖDVÄNDIGA MÅTT

- Omkrets 15 cm nedanför mitten av patella

Storlek	Mått
S	31 - 35.5 cm
M	35.5 - 42.5 cm
L	42.5 - 51 cm
XL	51 - 61.5 cm



UNLOADER ONE®

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

UNLOADER ONE SMARTDOSING

		MEDIAL AVLASTNING		LATERAL AVLASTNING	
Storlek	Omkrets	Vänster	Höger	Vänster	Höger
S	31 - 35,5 cm	B-240618712	B-240518712	B-240628712	B-240528712
M	35,5 - 42,5 cm	B-240618713	B-240518713	B-240628713	B-240528713
L	42,5 - 51 cm	B-240618714	B-240518714	B-240628714	B-240528714
XL	51 - 61,5 cm	B-240618715	B-240518715	B-240628715	B-240528715

UNLOADER ONE SHORT SMARTDOSING

		MEDIAL AVLASTNING		LATERAL AVLASTNING	
STORLEK	OMKRETS	VÄNSTER	HÖGER	VÄNSTER	HÖGER
XS	25 - 31 cm	B-241618711	B-241518711	B-241628711	B-241528711
S	31 - 35.5 cm	B-241618712	B-241518712	B-241628712	B-241528712
M	35.5 - 42.5 cm	B-241618713	B-241518713	B-241628713	B-241528713
L	42.5 - 51 cm	B-241618714	B-241518714	B-241628714	B-241528714
XL	51 - 61.5 cm	B-241618715	B-241518715	B-241628715	B-241528715

UNLOADER ONE (RATCHET)

		MEDIAL AVLASTNING		LATERAL AVLASTNING	
Storlek	Omkrets	Vänster	Höger	Vänster	Höger
S	31 - 35,5 cm	B-240619712	B-240519712	B-240629712	B-240529712
M	35,5 - 42,5 cm	B-240619713	B-240519713	B-240629713	B-240529713
L	42,5 - 51 cm	B-240619714	B-240519714	B-240629714	B-240529714
XL	51 - 61,5 cm	B-240619715	B-240519715	B-240629715	B-240529715

UNLOADER ONE SHORT (RATCHET)

		MEDIAL AVLASTNING		LATERAL AVLASTNING	
STORLEK	OMKRETS	VÄNSTER	HÖGER	VÄNSTER	HÖGER
XS	25 - 31 cm	B-241619711	B-241519711	B-241629711	B-241529711
S	31 - 35.5 cm	B-241619712	B-241519712	B-241629712	B-241529712
M	35.5 - 42.5 cm	B-241619713	B-241519713	B-241629713	B-241529713
L	42.5 - 51 cm	B-241619714	B-241519714	B-241629714	B-241529714
XL	51 - 61.5 cm	B-241619715	B-241519715	B-241629715	B-241529715

Standard rekommenderas till patienter som är 165 cm och längre.
Short rekommenderas till patienter som är 165 cm och kortare.
Leden placeras på den affekterade sidan

UNLOADER ONE®

TILLBEHÖR

Kit	Smartdosing		Ratchet	
Beskrivning	Hö. Med./Vä Lat.	Hö. Lat./Vä. Med.	Hö. Med./Vä Lat.	Hö. Lat./Vä. Med.
Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit	B-705277003	B-705278003	B-701217008	B-701218008
Strap & Strap Pad & Buckle Clasp Kit, Short	B-705277004	B-705277005	-	-
Strap & Strap Pad Kit	B-705270003		B-701210006	
Strap & Strap Pad Kit, Short	B-705277006		B-701240004	
DFS Strap Kit, Standard	B-701240002		-	-
DFS Strap Kit, Short	B-701240012		-	-
Pad Kit	-	-	B-702210003	

REPLACEMENT PARTS AND ACCESSORIES

Description	Part#
OA Hinge Extension Stop Kit	OAH40029
OA Hinge Flexion Stop Kit	OAH40039

Beskrivning	Hö. Med / vä. Lat	Hö. Lat / vä. Med
Buckle Clasp kit	B-708217003	B-708218003
Alligator Tab (4 stk)	B-704210003	
Alligator Tab	B-310005334	
Velcro Twist-Fit Attachment Kit	B-721240003	
Hinge screws	B-301010076	
Post	B-301010075	

ÖSSUR KNEE UNDERSLEEVE*

	Storlek	Omkrets 15 cm ovanför mitten av patella	Grå	Svart
	XS	25,4 cm - 30,9 cm	B-250150201	B-250150101
	S	30,9 cm - 35,6 cm	B-250150202	B-250150102
	M	35,6 cm - 42,5 cm	B-250150203	B-250150103
	L	42,5 cm - 50,8 cm	B-250150204	B-250150104
	XL	50,8 cm - 61,0 cm	B-250150205	B-250150105
	XXL	61,0 cm - 81,3 cm	B-250150206	B-250150106

* När Össur Knee Undersleeve används, rekommenderar vi suspension strap kit som tillval för att minimera risken att undersleeven glider

SUSPENSION STRAP KIT

	Beskrivning	Grå
	Rekommenderas vid användning av polstring i sämskskinn (tibia) samt undersleeve	UNL00212

PADS

Hinge Pads	B-304120301
Popliteal Pad/ strap Grey 6in	B-304010103

UNLOADER ONE®

TILLBEHÖR

SENSIL LINERS

			VAD		LÅR	
	Storlek	Färg	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
	XS	Grå	B-419700311	B-419800311	B-409700321	B-409800321
	S	Grå	B-419700312	B-419800312	B-409700322	B-409800322
	M	Grå	B-419700313	B-419800313	B-409700323	B-409800323
	L	Grå	B-419700314	B-419800314	B-409700324	B-409800324
	XL	Grå	B-419700315	B-419800315	B-409700325	B-409800325
	XS	Svart	UNL025111	UNL026111	UNL025121	UNL026121
	S	Svart	UNL025112	UNL026112	UNL025122	UNL026122
	M	Svart	UNL025113	UNL026113	UNL025123	UNL026123
	L	Svart	UNL025114	UNL026114	UNL025124	UNL026124
	XL	Svart	UNL025115	UNL026115	UNL025125	UNL026125

DOESKIN LINERS

			VAD		LÅR	
	Storlek		Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
	XS		B-424703721	B-424803721	B-412701721	B-412801721
	S		B-424703722	B-424803722	B-412701722	B-412801722
	M		B-424703723	B-424803723	B-412701723	B-412801723
	L		B-424703724	B-424803724	B-412701724	B-412801724
	XL		B-424703725	B-424803725	B-412701725	B-412801725

När en doeskin vad-liner används, rekommenderar vi suspension strap kit som tillval för att minimera att linern glider.

JERSEY LINERS

		VAD		LÅR	
Storlek	Färg	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med	Hö. Med/vä. Lat	Hö. Lat/vä. Med
XS	Svart	UNL015111	UNL016111	UNL015121	UNL016121
S	Svart	UNL015112	UNL016112	UNL015122	UNL016122
M	Svart	UNL015113	UNL016113	UNL015123	UNL016123
L	Svart	UNL015114	UNL016114	UNL015124	UNL016124
XL	Svart	UNL015115	UNL016115	UNL015125	UNL016125

SENSIL AMS (ANTI-MIGRATION SYSTEM) WRAPS

Storlek	Färg	Hö. Med/ vä. Lat	Hö. Lat/ vä. Med
XS	Svart	UNL035111	UNL036111
S	Svart	UNL035112	UNL036112
M	Svart	UNL035113	UNL036113
L	Svart	UNL035114	UNL036114
XL	Svart	UNL035115	UNL036115