

i-LIMB® ACCESS

Una mano protesica mioelettrica con movimenti multipli che offre cinque dita alimentate individualmente e pollice ruotabile manualmente.

- Dita motorizzate individualmente con presa adattabile e capacità di immobilizzazione
- Pollice ruotabile manualmente che può essere facilmente posizionato in modalità laterale o opponibile per ottenere diverse posizioni di presa
- Con il nostro potenziamento della velocità, la velocità delle dita può essere aumentata anche del 30%
- Il controllo da app fornisce accesso immediato a Quick Grips® con il semplice tocco di un'icona.
- Il controllo muscolare utilizza specifici segnali muscolari chiamati trigger per comandare alla mano di attivare una specifica presa
- 12 diverse opzioni di presa disponibili
- APP Biosim® e My i-Limb®
- Disponibile in 4 misure: extra small, small, medium e large
- Più opzioni di rivestimenti disponibili per adattarsi ai singoli stili di vita



i-Limb Access è disponibile anche con dita rinforzate in titanio, che aumentano del 50% il carico trasportabile. Disponibile nelle taglie S, M, L.

METODI DI CONTROLLO



TRIGGER DEL
CONTROLLO
MUSCOLARE



QUICK GRIPS
CONTROLLO DA
APP

Peso prodotto			
	Extra Small	Small	Medium/Large
QWD	432g	468g	478g
WD	392g	428g	438g
Flexion Wrist	532g	568g	578g
Friction Wrist	427g	463g	473g

Informazioni tecniche	
Tensione	7.4 V (nominal)
Corrente max.	5 A
Capacità batteria	Polimero di litio ricaricabile; 7,4 V (nominali); Capacità di 2.000 mAh; capacità di 1.300 mAh
Limite max. di carico della mano (limite statico)	40kg (Extra Small) 90kg (Small/Medium/Large)
Dito carico trasportabile (limite statico)	20kg (Extra Small) 32kg (Small/Medium/Large)
Tempo dall'apertura completa alla chiusura completa	0.8 secondi

i-LIMB® ACCESS

PACCHETTI i-LIMB ACCESS

EMEA				
Package	1	1.1	2	2.1
Standard hand package code	TBX 50042	TBX 50543	TBX 50043	TBX 50544
Titanium hand package code	TBX 50484	TBX 50545	TBX 50485	TBX 50546
QWD/WD/ Friction wrist	●	●		
Flexion wrist			●	●
Socket component kit	●		●	
Electrode kit	●		●	

Tutti i pacchetti includono:

- Batteria con porta di ricarica magnetica
- Caricabatteria di rete
- Il pacchetto rivestimenti standard: include 6 rivestimenti da i-Limb Skin Active, Active TS, Contour, Contour TS e Natural