

i-LIMB® ULTRA

Mano protesica mioelettrica multi-articolata con cinque dita alimentate individualmente. Il pollice a rotazione elettronica con override manuale, alterna automaticamente i modelli di impugnatura laterale e opponibile. È realizzata con dita in titanio* che aumentano del 50% il carico trasportabile e fino a 30% in più di forza della presa nonché di aumento della velocità, grazie alle funzioni Vari-Grip e Speed Boost.

- Dita motorizzate individualmente con presa adattabile e capacità di immobilizzazione.
- Il pollice a rotazione elettronica con override manuale, alterna automaticamente i modelli di impugnatura laterale e opponibile.
- Con il potenziamento della velocità delle dita, questa, può essere aumentata anche del 30%.
- Controllo da app per l'accesso immediato a Quick Grips® con il semplice tocco di un'icona.
- Controllo muscolare che utilizza specifici segnali muscolari chiamati trigger per comandare alla mano di attivare una specifica presa.
- 18 diverse opzioni di presa automatica disponibili.
- Vari-Grip offre una presa più salda.
- Funzione Auto-Grasp per una maggiore sicurezza.
- App Biosim® e My i-Limb®.
- Disponibile in 4 misure: extra small, small, medium e large.
- Più opzioni di rivestimenti disponibili.

*Dita in titanio disponibili solo sulle taglie Small, Medium e Large; Le dita della XS sono in alluminio per una maggiore durata e leggerezza



METODI DI CONTROLLO



TRIGGER DEL
CONTROLLO
MUSCOLARE



QUICK GRIPS
CONTROLLO DA
APP

Peso prodotto			
	Extra Small	Small	Medium/Large
QWD	472g	512g	528g
WD	432g	472g	488g
Flexion Wrist	572g	612g	628g
Friction Wrist	467g	507g	523g

Informazioni tecniche

Tensione	7.4 V (nominal)
Corrente max.	5 A
Capacità batteria	Polimero di litio ricaricabile; 7,4 V (nominali); Capacità di 2.000 mAh; capacità di 1.300 mAh
Limite max. di carico della mano (limite statico)	40kg (Extra Small) 90kg (Small/Medium/Large)
Dito carico trasportabile (limite statico)	20kg (Extra Small) 32kg (Small/Medium/Large)
Tempo dall'apertura completa alla chiusura completa	0.8 secondi

i-LIMB® ULTRA

PACCHETTI i-LIMB ULTRA

EMEA				
Pacchetto	1	1.1	2	2.1
Mano Titanio Cod. Prod.	TBX 50185	TBX 50539	TBX 50186	TBX 50540
QWD/WD/ Friction wrist	•	•		
Flexion wrist			•	•
Kit invasatura	•		•	
Kit di elettrodi	•		•	

Tutti i pacchetti includono:

- Batteria con porta di ricarica magnetica
- Caricabatteria di rete
- Il pacchetto rivestimenti standard: include 6 rivestimenti da i-Limb Skin Active, Active TS, Contour, Contour TS e Natural