

Andere machen
es mit Druck.
Wir mit Zug.


ÖSSUR[®]
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Zug statt Druck: das patentierte 3-Punkt-Wirkprinzip.

Anders als übliche Hartrahmen-Orthesen arbeiten Össur Entlastungsorthesen anstelle von Druck mit einem individuell einstellbaren Zug-Mechanismus. Durch dieses Prinzip haben sich die Knieorthesen **OA Ease** und **Unloader One® X** zum Standard in der Gonarthrose-Therapie entwickelt.



Die Zugkraft diagonal von Punkt 1 und 2 zu Punkt 3 bewirkt eine Aufspreizung des betroffenen Gelenkspalts. Die Orthese übt einen sanften Zug aus, um die Belastung der geschädigten Bereiche zu reduzieren.



Össur Orthesen-Testwochen

Die Össur Testwochen kommen bei Arthrose-Betroffenen sehr gut an. Nutzen auch Sie diesen einzigartigen Service, um neue Anwender zu gewinnen und an Ihr Haus zu binden. Das Össur Team unterstützt Sie beim Ablauf und bei der Vermarktung der Testwochen. **Sprechen Sie Ihren Gebietsleiter auf eine Testveranstaltung an.**

„**80%** der Anwender stellen bei einem Orthesen-Test bereits eine Schmerzlinderung fest.“

Timo Papatzimos,
Orthopädietechniker



Weitere Vorteile und alle
Produktinformationen

**RESPONSIBLE
FOR TOMORROW™**

Verantwortlich für die Umwelt

Össur ist vor über 10 Jahren dem **UN Global Compact** für nachhaltige Unternehmensführung beigetreten. Seit 2021 ist Össur klimaneutral und bezieht zu 99 % Strom aus erneuerbaren Energien.



WWW.OSSUR.COM

