

Schonwaschgang

open



Andere waschen
mit der Hand.

Wir in der Maschine.

ÖSSUR
LIFE WITHOUT LIMITATIONS

Maschinenwaschbare Orthesen für optimale Hygiene.

Gonarthrose-Orthesen sind für die dauerhafte Anwendung konzipiert. Wer seine Entlastungsorthese also tagtäglich und insbesondere bei Belastung trägt, braucht eine pflegeleichte Lösung, die höchsten Hygienestandards entspricht. Deshalb können die Entlastungsorthesen Unloader One® X und OA Ease bei 30°C in der Waschmaschine gewaschen werden.

Dabei müssen die Orthesen nicht auseinander gebaut werden, sondern können komplett in die Waschmaschine gesteckt werden. Kunststoff, Verschlüsse, Gurte, Polster und Einstellrad (Unloader One® X) werden in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt.



Össur Termin-Service

Mit dem Össur Termin-Service erinnern Sie Anwender an Termine für die Wirksamkeitskontrolle von Hilfsmitteln. Der Termin-Service kann dazu beitragen, dass Anwender eine vertrauensvolle und langfristige Beziehung zum Sanitätshaus aufzubauen. **Sprechen Sie Ihren Gebietsleiter darauf an oder erfahren Sie mehr, indem Sie den QR-Code nutzen.**

„Der Össur Termin-Service ist ein gutes Instrument, regelmäßig Anwender zu beraten und zu betreuen. Bei Bedarf können Sie Upgrades und Orthesen-Anpassungen empfehlen.“

Matthias Meyer
Össur Verkaufsleiter Orthetik Deutschland



Weitere Produktinformationen und alle Details zum Össur Termin-Service



Ein Leben ohne Einschränkungen

Wir bekennen uns zu den UN-Nachhaltigkeitszielen und setzen diese aktiv um. Durch hochwertige Medizinprodukte. Durch ein soziales und gesundheitsförderndes Umfeld für unsere Mitarbeitenden. Durch die Achtung der Menschenrechte innerhalb der Lieferketten. Und durch unser Engagement für ein Leben ohne Einschränkungen.