

프로-플렉스 테라



프로-플렉스 테라는 혁신적인 프리-압력(Pre-compressed) 탑 블레이드가 특징인 멀티 블레이드 의지 발입니다. 일상 활동 발의 부드러움과 유연성, 높은 활동 발의 강력한 에너지 반환 장점을 모두 가진 의지 발입니다.

프로-플렉스 테라 기능으로 사용자는 속도에 관계없이 완전하게 의지 발을 제어할 수 있습니다. 부드러운 힐과 고르지 않은 지면과 경사면에도 빠르게 적응하는 기능 그리고 넓은 가동 범위로 프로-플렉스 테라는 부드러움과 파워가 결합된 의지 발입니다. 사용자는 이제 다음 걸음을 걸어가는 것 그 이상을 생각하게 합니다.

새로운 차원의 다재다능함을 갖춘 프로-플렉스 테라는 사무실에서 일하거나, 자녀와 함께 스포츠를 즐기거나, 친구와 함께 하이킹을 할 때 신뢰 할 수 있는 파트너로 다채로운 일상생활에 필요한 성능을 제공합니다. 운동과 수영 장비부터 비즈니스 정장까지 모든 의상에 잘 어울립니다.

사용하기 쉬운 스냅 온(snap-on) 풋 커버는 해변가 여행, 정원 다듬기, 단풍 나들이 후 세척을 위해 커버를 빠르게 벗을 수 있도록 합니다. 샌들 픽스(SandalFix) 액세서리를 사용하여 풋 커버의 뒤꿈치를 샌들에 단단히 부착하여 샌들처럼 뒤가 열리는 형태의 신발도 안전하게 신을 수 있습니다.



사용자 정보	
절단 부위	대퇴 및 하퇴
활동 레벨	일상 활동~높은 활동
최대 허용 하중	166kg

의지 발 정보	
범주	1-9
치수	22-30
제품 무게(치수 27)	870g 피라미드 및 풋커버 포함
전체 높이(치수 27)	179mm 피라미드 및 풋커버 포함
굽 높이	10mm (3/8")
어댑터 옵션	메일 피라미드



전체 길이의 발가락 지레



다축지면 적합성



이분 발가락



샌들 발가락



프리 로드 기술



사용자 탈착 풋 커버




방수

프로-플렉스 테라

범주선택표

무게 kg	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
일상 활동 범주										
치수 22-24	1	1	2	3	4	5	6	해당 없음	해당 없음	해당 없음
치수 25-27	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
치수 28-30	3	3	3	3	4	5	6	7	8	9
일반 활동 범주										
치수 22-24	1	2	3	4	5	6	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음
치수 25-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	해당 없음
치수 28-30	3	3	3	4	5	6	7	8	9	해당 없음
높은 활동 범주										
치수 22-24	2	3	4	5	6	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음	해당 없음
치수 25-27	2	3	4	5	6	7	8	9	해당 없음	해당 없음
치수 28-30	3	3	4	5	6	7	8	9	해당 없음	해당 없음

간격




검정 풋 커버는 일부 국가에서만
주문 가능합니다

프로-플렉스 테라

키트

프로-플렉스 테라 메일 피라미드



포함:

- 풋 모듈 및 메일 피라미드
- 사용자 탈착 가능한 풋커버*
- 얇은 스펙트라 양말

*프로-플렉스 테라 브라운 풋커버는 제품 번호 끝에 "BR"을 추가하십시오.
*프로-플렉스 테라 블랙 풋커버는 제품 번호 끝에 "BL"을 추가하십시오.

외관 마감재

프로-플렉스 테라 풋커버 키트, 베이지, 브라운, 블랙*



포함:

- 풋커버*
- 얇은 스펙트라 양말

*프로-플렉스 테라 브라운 풋커버는 제품 번호 끝에 "BR"을 추가하십시오.
*프로-플렉스 테라 블랙 풋커버는 제품 번호 끝에 "BL"을 추가하십시오.

프로-플렉스 테라 힐 웨지

굽의 높낮이를 조정할 수 있습니다.

제품 번호	설명	치수	색상
PTA50051	힐 웨지 키트 사이즈 22-24	22-24	블랙
PTA50052	힐 웨지 키트 사이즈 25-27	25-27	블랙
PTA50053	힐 웨지 키트 사이즈 28-30	28-30	블랙



포함:

- 부드러운 힐 웨지 (+)
- 중간 강도 힐 웨지(++)
- 단단한 힐 웨지 (+++)

프로-플렉스 테라

외관 마감재

샌들 픽스

뒤가 열려있는 신발을 신을 때, 의지발을 고정해 줍니다.

제품 번호	설명
FSW50011	샌들 픽스
FSW50013	샌들 픽스 3 피스
FSW50015	샌들 픽스 10 피스



얇은 스펙트라 양말

의지 발을 보호하고 풋 모듈과 풋 쉘 사이의 소음을 줄이기 위해 의지 발 모듈을 감싸줍니다.

제품 번호	설명	치수	색상
FCX65022	얇은 스펙트라 양말 - S	22-25	블랙
FCX65026	얇은 스펙트라 양말 - L	26-30	블랙

