

# Bestellformular Diagnoseschaft

## Proolutions Basic.TT (PR-TT01)

Name des Sanitätshauses: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Land: Deutschland Österreich Schweiz

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Össur Auftragsnr.: \_\_\_\_\_  
(wird von Össur ausgefüllt)

Anwenderreferenz: \_\_\_\_\_  
(Bitte keine Klarnamen angeben.)

anatom. Geschlecht: männl. weibl.

Seite: links rechts Gewicht: \_\_\_\_ kg

Liner: \_\_\_\_\_

Hersteller: \_\_\_\_\_

Linergröße: \_\_\_\_\_

Anschluss-System: Vakuum Pin

Lieferoptionen:

Standard (kostenlos)

Express 30€ (Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zwischen 9-12 Uhr)

Express plus 100€ (Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zw. 7-9 Uhr: Bitte stellen Sie sicher, dass die Warenannahme gewährleistet ist)

### Umfänge ab distalem Rand der Patella

Umfang, Reduzierung o. Zielmaß

+15 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
+10 cm	_____ cm		_____ cm
+5 cm	_____ cm		_____ cm
0 cm	_____ cm		_____ cm
3 cm	_____ cm		_____ cm
6 cm	_____ cm		_____ cm
9 cm	_____ cm		_____ cm
12 cm	_____ cm		_____ cm
15 cm	_____ cm		_____ cm
18 cm	_____ cm		_____ cm
21 cm	_____ cm		_____ cm
24 cm	_____ cm		_____ cm
27 cm	_____ cm		_____ cm
30 cm	_____ cm		_____ cm

#### Beachte!

Ist keine Reduzierung angegeben, erfolgt eine Standardreduzierung von 4,0% proximal auf 0% distal.

### Schaftmaße und Vektoren

1. Patellaunterkante \_\_\_\_\_ cm
2. Sollmaß Schaftlänge \_\_\_\_\_ cm

Bei Verwendung mit einem Locking Liner bitte die Schaftlänge durch leichten Zug ermitteln.

Bei Verwendung eines Vakuum-Liners + 0,3 - 0,6 cm (abhängig von den Weichteileigenschaften).

3. ML \_\_\_\_\_ cm
4. AP \_\_\_\_\_ cm

#### Optional

5. PML \_\_\_\_\_ cm
6. Flexion \_\_\_\_\_ °
7. Adduction \_\_\_\_\_ °

### Aufbau

Patellaunterkante - Boden: \_\_\_\_\_ cm

### 3D Scanner

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

# Prolutions Basic.TT (PR-TT01)

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Anwenderreferenz: \_\_\_\_\_

## Verriegelungssystem

(separat berechnet)

### Positionierung des Auslösers:

Medial      Lateral      Ventral

Icelock® Clutch 211 (L-211000)

Icelock® Clutch 214 (L-214000)

Icelock® 621 Rasten-Pin (L-621000)

Icelock® 651 Glatter Pin (L-651000)

Icelock® 631 (L-631000)

Clutch lock 15S1 - Streifeneder (15S1)

Anderes System: \_\_\_\_\_

(Bitte schicken Sie das Verriegelungssystem an Össur Deutschland, Sprengerstraße 44I, 29223 Celle und berücksichtigen Sie die dadurch entstehende längere Lieferzeit des Schafts.)

Kein Verriegelungssystem benötigt

## Hybrid

(separat berechnet)

Icelock 850 Hybrid für 4-Loch Anschluss (L-850002)

Icelock 850 Hybrid für laminierte Schäfte (L-850003)

Icelock 562 Unity (L-562000)

Icelock 562 Hybrid für Passives Vakuum (L-562500)

## Passives Vakuum

(separat berechnet)

Icelock 551 Schraubventil:

Ausstoß automatisch (L-551000)

Kein Ventil benötigt

## Aktives Vakuum

(separat berechnet)

Icelock 544 Unity Set (L-544611)

Unity Ventil TT (UTT0001)

## Adapter

(separat berechnet)

3-Arm Schaftadapter (A-114030)

4-Arm Schaftadapter (A-114040)

Icelock 544 Schaftadapter (L-544400)

Euro-4-Loch Schaftadapter (A-125100)

Anschlussplatte, rund (1651014)

Icelock 272 Titanpyramide (L-272000)

Icelock 273 Stahlpyramide (L-273000)

Icelock 672 Titanpyramide (L-672000)

Icelock 672 Aluminiumpyramide (L-673000)

Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramide (A-235100)

Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramide, Drehbar (A-235300)

Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramide und 8mm Offset (L-235400)

Euro-4-Loch-Adapter mit Pyramide, drehbar (A-234320)

Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme und 20/20 versetzt (A-242500)

Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme und 20/20 versetzt, 10° rechts (A-242510)

Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme und 20/20 versetzt, 10° links (A-242520)

Bitte speichere das ausgefüllte Dokument sicherheitshalber und sende es **zusammen mit dem Scan** an [info-deutschland@ossur.com](mailto:info-deutschland@ossur.com). Gerne kannst Du dazu auch das „Senden“-Feld verwenden.

Össur erklärt, dass Daten in diesem Dokument von Össur verarbeitet werden. Diese Daten werden von Össur erhoben, um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen sowie zur Feststellung der Produkt-Eignung. Rechtsgrundlage hierfür ist der Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Diese Einwilligung können Sie jederzeit unter der aufgeführten Adresse oder unter [dpo@ossur.com](mailto:dpo@ossur.com) widerrufen. Weitere Hinweise zum Datenschutz können Sie unserer Website ([WWW.OSSUR.COM](http://WWW.OSSUR.COM)) entnehmen.

Össur Deutschland GmbH  
Melli-Beese-Straße 11  
50829 Köln  
Deutschland

TEL 0800 180 8379  
FAX 0800 180 8387  
[info-deutschland@ossur.com](mailto:info-deutschland@ossur.com)

Össur Schweiz AG  
Hans Huber-Strasse 38  
4500 Solothurn  
Schweiz

TEL 0800 344 000  
FAX 0800 344 001  
[info-schweiz@ossur.com](mailto:info-schweiz@ossur.com)

Össur Österreich GmbH  
Simmeringer Hauptstraße 24  
1110 Wien  
Österreich

TEL 0800 068 745  
FAX 0800 068 746  
[info-osterreich@ossur.com](mailto:info-osterreich@ossur.com)

