

# Bestellformular Diagnoseschaft

## Prolutions Basic.TT (PR-TT01)

Name des Sanitätshauses: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Land: Deutschland Österreich Schweiz

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Össur Auftragsnr.: \_\_\_\_\_  
(wird von Össur ausgefüllt)

Anwenderreferenz: \_\_\_\_\_  
(Bitte keine Klarnamen angeben.)

anatom. Geschlecht: männl. weibl.

Seite: links rechts Gewicht: \_\_\_\_ kg

Liner: \_\_\_\_\_

Hersteller: \_\_\_\_\_

Linergröße: \_\_\_\_\_

Anschluss-System: Vakuum Pin

Lieferoptionen:

Standard (kostenlos)

Express 30€ (Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zwischen 9-12 Uhr)

Express plus 100€ (Bei Bestelleingang bis 11 Uhr Lieferung am Folgetag zw. 7-9 Uhr: Bitte stellen Sie sicher, dass die Warenannahme gewährleistet ist)

### Umfänge ab distalem Rand der Patella

Umfang, Reduzierung o. Zielmaß

+15 cm	_____ cm	_____ %	_____ cm
+10 cm	_____ cm		_____ cm
+5 cm	_____ cm		_____ cm
0 cm	_____ cm		_____ cm
3 cm	_____ cm		_____ cm
6 cm	_____ cm		_____ cm
9 cm	_____ cm		_____ cm
12 cm	_____ cm		_____ cm
15 cm	_____ cm		_____ cm
18 cm	_____ cm		_____ cm
21 cm	_____ cm		_____ cm
24 cm	_____ cm		_____ cm
27 cm	_____ cm		_____ cm
30 cm	_____ cm		_____ cm

↓  
0

#### Beachte!

Ist keine Reduzierung angegeben, erfolgt eine Standardreduzierung von 4,0% proximal auf 0% distal.

### Schaftmaße und Vektoren

1. Patellaunterkante \_\_\_\_\_ cm

2. Sollmaß Schaftlänge \_\_\_\_\_ cm

Bei Verwendung mit einem Locking Liner bitte die Schaftlänge durch leichten Zug ermitteln.

Bei Verwendung eines Vakuum-Liners + 0,3 - 0,6 cm (abhängig von den Weichteileigenschaften).

3. ML \_\_\_\_\_ cm

4. AP \_\_\_\_\_ cm

#### Optional

5. PML \_\_\_\_\_ cm

6. Flexion \_\_\_\_\_ °

7. Adduction \_\_\_\_\_ °

### Aufbau

Patellaunterkante - Boden: \_\_\_\_\_ cm

### 3D Scanner

Hersteller: \_\_\_\_\_

Modell: \_\_\_\_\_

# Prolutions Basic.TT (PR-TT01)

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Anwenderreferenz: \_\_\_\_\_

## Verriegelungssystem

(separat berechnet)

### Positionierung des Auslösers:

Medial      Lateral      Ventral

Icelock® Clutch 211	(L-211000)
Icelock® Clutch 214	(L-214000)
Icelock® 621 Rasten-Pin	(L-621000)
Icelock® 651 Glatter Pin	(L-651000)
Icelock® 631	(L-631000)
Clutch lock 15S1 - Streifeneder	(15S1)

Anderes System: \_\_\_\_\_

(Bitte schicken Sie das Verriegelungssystem an Össur Deutschland, Sprengerstraße 44I, 29223 Celle und berücksichtigen Sie die dadurch entstehende längere Lieferzeit des Schafts.)

Kein Verriegelungssystem benötigt

## Hybrid

(separat berechnet)

Icelock 850 Hybrid für 4-Loch Anschluss	(L-850002)
Icelock 850 Hybrid für laminierte Schäfte	(L-850003)
Icelock 562 Unity	(L-562000)
Icelock 562 Hybrid für Passives Vakuum	(L-562500)

## Passives Vakuum

(separat berechnet)

Icelock 551 Schraubventil: Ausstoß automatisch	(L-551000)
Kein Ventil benötigt	

## Aktives Vakuum

(separat berechnet)

Icelock 544 Unity Set	(L-544611)
Unity Ventil TT	(UTT0001)

## Adapter

(separat berechnet)

3-Arm Schaftadapter	(A-114030)	Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramide	(A-235100)
4-Arm Schaftadapter	(A-114040)	Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramide, Drehbar	(A-235300)
Icelock 544 Schaftadapter	(L-544400)	Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramide und 8mm Offset	(A-235400)
Euro-4-Loch Schaftadapter	(A-125100)	Euro-4-Loch-Adapter mit Pyramide, drehbar	(A-234320)
Anschlussplatte, rund	(1651014)	Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme und 20/20 versetzt	(A-242500)
Icelock 272 Titanpyramide	(L-272000)	Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme und 20/20 versetzt, 10° rechts	(A-242510)
Icelock 273 Stahlpyramide	(L-273000)	Euro-4-Loch Anschluss mit Pyramidenaufnahme und 20/20 versetzt, 10° links	(A-242520)
Icelock 672 Titanpyramide	(L-672000)		
Icelock 672 Aluminiumpyramide	(L-673000)		

Bitte speichere das ausgefüllte Dokument sicherheitshalber und sende es an [info-deutschland@ossur.com](mailto:info-deutschland@ossur.com). Gerne kannst Du dazu auch das „Senden“-Feld verwenden. Lade den Scan bitte auf unseren Server mit der zugehörigen Kommission hoch. Diesen kannst Du über den nebenstehenden QR-Code erreichen.



Össur erklärt, dass Daten in diesem Dokument von Össur verarbeitet werden. Diese Daten werden von Össur erhoben, um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen sowie zur Feststellung der Produkt-Eignung. Rechtsgrundlage hierfür ist der Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Diese Einwilligung können Sie jederzeit unter der aufgeführten Adresse oder unter [dpo@ossur.com](mailto:dpo@ossur.com) widerrufen. Weitere Hinweise zum Datenschutz können Sie unserer Website ([WWW.OSSUR.COM](http://WWW.OSSUR.COM)) entnehmen.

Össur Deutschland GmbH  
Melli-Beese-Straße 11  
50829 Köln  
Deutschland

TEL 0800 180 8379  
FAX 0800 180 8387  
[info-deutschland@ossur.com](mailto:info-deutschland@ossur.com)

Össur Schweiz AG  
Hans Huber-Strasse 38  
4500 Solothurn  
Schweiz

TEL 0800 344 000  
FAX 0800 344 001  
[info-schweiz@ossur.com](mailto:info-schweiz@ossur.com)

Össur Österreich GmbH  
Simmeringer Hauptstraße 24  
1110 Wien  
Österreich

TEL 0800 068 745  
FAX 0800 068 746  
[info-osterreich@ossur.com](mailto:info-osterreich@ossur.com)

