



ÖSSUR®

Wenn es
korrekt sein soll.
Dann **Össur**.

Das Erfolgsrezept:

geringe Aufbauhöhe sorgt für einen natürlichen Gang.

Durch die geringe Aufbauhöhe des Rebound® Air Walker ist keine spezielle Ausgleichssohle erforderlich.

Aufbau und Sohlenkonzept

Die Anwenderin oder der Anwender kann bequeme Sport- oder Freizeitschuhe tragen, wenn diese eine Aufbauhöhe von mindestens 20 mm haben. Darüber hinaus fördert die speziell konzipierte Außensohle einen leichten, stabilen Gang. Die stoßdämpfende Abrollsohle sorgt für ein weiches Abrollen.



Rebound® Air Walker:
Aufbauhöhe 35 mm



Das Ergebnis:

Mit dem Sohlenkonzept ermöglicht der Rebound® Air Walker einen natürlicheren sowie physiologischeren Gang. Dies fördert eine frühe Mobilisierung.



**Die Statik der unteren Extremität hat extremen Einfluss.
Die Folgen einer hohen Aufbauhöhe bzw. eines mangelnden
Ausgleichs sind mit einer Beinlängendifferenz gleichzusetzen.
Dadurch befindet sich der gesamte Körper in einer
Schiefstellung.**

Jana Rogoschin, Bachelor of Science Chemische Biologie/
Master of Science Sportphysiotherapie, Össur Clinical
Specialist Bracing and Support – Medical Office

Mehr Produktinformationen
und zum Experten-Interview:

