



**ÖSSUR®**

**Wenn es  
natürlich gehen soll.  
Dann **Össur.****

Das Erfolgsrezept:

# spezielle Abrollsohle sorgt für optimale Gangdynamik.

Beweglich, flexibel, komfortabel – all dies erwarten die Anwenderinnen und Anwender von einer modernen Fuß- und Sprunggelenk-Orthese. Der Rebound® Air Walker erfüllt diese Anforderungen dank der speziell konzipierten Abrollsohle.

## Abrollsohle für optimale Gangdynamik

- Leichter, natürlicher und stabiler Gang
- Höhere Gangsymmetrie im Vergleich zu Fiberglas-Stützverbänden

## Konvexe Rocker-Bottom-Außensohle für weiches Abrollen

- Die Optimierung in der Horizontalebene ermöglicht ein physiologischeres Abrollverhalten und ein dynamisches Gangbild
- Individuelles, natürliches Zehenabstoßen („toe-off“)

## EVA-Schaum für optimale Stoßdämpfung

- Verringerung des Drucks auf Fuß und Unterschenkel während des Gangzyklus
- Optimale Stoßdämpfung beim Fersenauftritt
- Geringes Gewicht



### Das Ergebnis:

Das Sohlen-Design ermöglicht einen natürlicheren sowie physiologischeren Gang. Dies fördert eine frühe Mobilisierung.



Der Rebound® Air Walker tut, was er tun soll. Deshalb hat er sich auch zig-fach bewährt. In Studien zur Immobilisierung, Gangdynamik, Druckverteilung und biomechanischen Evaluation wurden das Outcome und die hohe Compliance bestätigt.

Dr. med. Axel Schulz, Össur Vice-President Sales & Marketing EMEA, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Mehr Produktinformationen und zum Experten-Interview:

