



**Einfach statt
kompliziert?**




Rebound[®] Air Walker
Was sonst!

Gezielte Kompression. Was sonst!

Bei der Kompression kommt es auf die richtige Balance an. Deshalb ist der Rebound® Air Walker zur Versorgung von Fuß- und Knöchelverletzungen mit nur einer Luftkammer ausgestattet.

Das Kompressionssystem des Rebound® Air Walker

- Die Immobilisierung über das Kompressionssystem individuell einstellen.
- Über die Pumpe ganz einfach nach Bedarf die Kompression auf- und abbauen.
- Die individuelle Schwellneigung wird durch die Druckveränderung umgehend korrigiert, da die medialen und lateralen Bereiche der Luftkammer miteinander verbunden sind. Dadurch wird der Walker auch bei sich verändernden Schwellungen weder zu weit noch zu eng.



Das Ergebnis:

Die Handhabung ist besonders einfach – keine Werkzeuge, keine Einstellräder, keine separat zu befüllende Luftkammern.



Der Rebound® Air Walker lässt sich durch die integrierte Pumpe einfacher aufpumpen. Eine externe Pumpe ist schwieriger zu handhaben und kann schneller verloren gehen.

Julian Angerer
Orthopädietechnikermeister

**Rebound® Air Walker
Ja, klar!**

Mehr Produktinformation
und zum Experten-Interview:

