

Bestellformular: Össur Socket Solution Definitivschäfte

Wir freuen uns, ab sofort die **Össur Socket Solution** anbieten zu können. Mit unserer Servicefertigung erhältst Du hochwertige Schäfte in bewährter Össur-Qualität.

Mit diesem Bestellformular profitierst Du **von 25% Rechnungsrabatt** auf alle Schäfte.

Vorteile:

- **Qualität & Präzision:** Jeder Schaft wird nach höchsten Standards und mit geprüften Materialien gefertigt.
- **Partnerschaftlich & individuell:** Durch die individuell bestimmte Armierung fertigen wir gemeinsam den optimalen Schaft.
- **Entlastung im Alltag:** Wir entlasten Dein Team, überbrücken Engpässe und schaffen Raum für das Wesentliche – die Zeit mit deinen Anwendenden.

Bitte beachte: Um den Prozess nicht zu verzögern, achte bitte darauf, dass alle Felder vollständig ausgefüllt sind.



Bestellformular: Össur Socket Solution Definitivschäfte

Angaben zum Sanitätshaus

Name des Sanitätshauses:

Ansprechpartner:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Kundennummer:

Datum:

Informationen zum:r Prothesentragenden

Kommission:

Gewicht (kg):

Anatomisches

Geschlecht:

Männlich

Weiblich

Amputationsseite:

Rechts

Links

(Bei bilateraler Versorgung bitte ein Formular je Amputationsseite)

1. Grundlage zur Herstellung eines Definitivschafte


Testschaft vorhanden

Scan hochladen

(Testschaft an folgende Adresse senden: Össur Deutschland GmbH, Sprenger Str. 44i, 29223 Celle, Deutschland)

Um einen Testschaft von Össur zu bestellen, bitte [dieses Bestellformular](#) ausfüllen.

Um eine Anleitung für die Erstellung und Übermittlung der Scans zu bekommen bitte [hier klicken](#).



2. Schafttyp auswählen

Schafttyp		
TT	TF	KD
Fiber Socket TT (PR-DEF-TT01)	Fiber Socket TF (PR-DEF-TF01)	Fiber Socket Flex KD (PR-DEF-KD02)
Fiber Socket Flex TT (PR-DEF-TT02)	Fiber Socket Flex TF (PR-DEF-TF02)	Fiber Socket Comfort KD (PR-DEF-KD03)
Fiber Socket Comfort TT (PR-DEF-TT03)	Fiber Socket Comfort TF (PR-DEF-TF03)	

3. Schritt für Schritt Anleitung für die Wahl deiner Armierung der Össur Fiber Sockets (TF and TT)

Definiere die Armierungslagen anhand der Patientendaten (z. B. Gewicht, vorgesehenen Aktivität, etc.) und trage die Lagenanzahl in die dafür vorgesehene Box ein.

BITTE BEACHTEN:

Die folgenden Empfehlungen basieren auf Erfahrungswerten und stellen keine geprüften oder zertifizierten Spezifikationen dar. Die Verantwortung für die Auswahl der Armierung liegt beim Auftraggeber

Nachstehend handelt es sich um eine **beispielhafte Darstellung** mit dem Össur Fiber Socket **TF** – diese ist nahezu identisch mit dem Ablauf beim Fiber Socket **TT**. (Bitte Schritt 5 beachten.)

Material für den Innenschaft wählen:

PETG Innenschaft


Flexibler Innenschaft (EVA Material)

Unter dem Schaftadapter:

Bitte die Anzahl der Karbonlagen pro Bereich angeben (Pflichtfelder)


a) Karbonlage(n):

Beispiel: 1,5 Lagen




b) Unidirektionale Karbonlage(n) (horizontal/vertikal) unter dem Adapter

Beispiel: Eine horizontale und eine vertikale Lage




c) Unidirektionale Karbonlage(n) vertikal (lateral/medial)

Beispiel: Eine Lage




d) Unidirektionale Karbonlage(n) ringförmig, distal

Beispiel: Eine Lage




e) Drei unidirektionale Karbonlagen Ramus und laterale Verstärkung

Beispiel: Eine Lage



f) Unidirektionale Karbonlage(n) ringförmig, proximal

Beispiel: Eine Lage




g) Verstärkende Karbonlage dorsale Verstärkung / U-Förmig

Karbonrahmen in UD-Gelege


Karbonrahmen in Fertigarmierung

Beispiel: Eine Lage
Nur in Kombination mit den Comfort-Schäften




Über dem Schaftadapter:

- a)** Unidirektionale Karbonlag(n)
(horizontal und vertikal) über
jeden Arm des Ankers oder über
jede Seite des Schaftadapters




Beispiel: Eine Lage

- b)** Unidirektionale Karbonlag(n)
(vertikal)



Beispiel: Eine Lage


- c)** Unidirektional Karbonlage(n)
ringförmig, distal



Beispiel: Eine Lage

- d)** Verstärkende Karbonlage
dorsale Verstärkung / U-Förmig


Karbonrahmen in
UD-Gelege
Karbonrahmen in
Fertigarmierung



Beispiel: Eine Lage
Nur in Kombination mit den
Comfort-Schäften


- e)** Drei unidirektionale
Karbonlagen Ramus und
laterale Verstärkung

Ausgenommen TT Schäfte:
Drei unidirektionale Karbonlagen
mediale und laterale Verstärkung



Beispiel: Eine Lage


- f)** Unidirektionale Karbonlage(n)
(horizontal)



Beispiel: Eine Lage


Finales Design:

- a)** Karbonflechtschlauch



Beispiel: 1 1/3 Lagen

- b)** Letzte Lage Karbon oder
Individuelles Design



4. Adapter Auswahl

Verriegelungssysteme			
Für die Herstellung des Össur Fiber Sockets sende ich folgende Funktionsteile der Produktion zu:			
Icelock 621 Shuttle (ohne Adapter) (L-621000) 	Icelock 651 Glatter Pin (ohne Adapter) (L-651000) 	Icelock 211 Clutch (ohne Adapter) (L-211000) 	Icelock 234, 120kg Einziehsystem (L-234000) 
IN VERBINDUNG MIT		Icelock 214 4-Loch Clutch, 120kg (L-214000) 	
Icelock 672 Pyramide, Ti, 166kg (L-672000) 	Icelock 674 4-Loch Adapter Al, 100kg (L-674000) 		
Icelock 673 Pyramide, Al, 100kg (L-673000) 	Icelock 675 4-Loch Adapter Ti, 166kg (L-675000) 		
Icelock Clutch TF Systeme			
214 für Versorgung linksseitig mit Auslöseknopf innen, 136kg (L-214311) 	214 für Versorgung linksseitig mit Auslöseknopf außen, 136kg (L-214312) 	214 für Versorgung rechtsseitig mit Auslöseknopf außen, 136kg (L-214322) 	214 für Versorgung rechtsseitig mit Auslöseknopf innen, 136kg (L-214321) 
Icelock 544 Systeme			Aktives Vakuum Optionen
Icelock 544 Kit für Ventilplatte passives Vakuum, 136kg (L-544621) 	Icelock 544 Ausstoßventil, 136kg (L-544620) 	Icelock 544 Unity Kit, 136kg (L-544611) 	
Schaftadapter			
Icelock 544 Schaft Adapter, 136kg (L-544400) 	3-Arm Schaft Adapter, 166kg (A-114030) 	4-Arm Schaft Adapter, 166kg (A-114040) 	
4-Loch Schaft Adapter, 100kg (A-122100) 	4-Loch Anschlussplatte Rund, 136kg (1651014) 	Schlaufenadapter, 136kg (1970862) 	
Schaft Adapter mit Pyramide, 166kg (A-135100) 	Euro 4-Loch Schaft Adapter, 166kg (A-125100) 		

Hybrid			
Icelock 850 Hybrid für laminierte Schäfte (L-850003)  	Icelock 850 für 4-Loch Anschluss, 166kg (L-850002)  	Icelock 562 mit Unity- Anbindung, 166kg (L-562000)  	Icelock 562 mit passivem Vakuum, 166kg (L-562500)  
Ventile		Unity Kits	
Ausstoßventil 551 (L-551002) Ausstoßventil 552 (L-552000) 		Unity TT (UTT0001) Unity TF (UTF0001) 	

4-Loch Anschlüsse			
 4-Loch Anschluss mit Pyramide, Ti, 166kg (A-235100) 		 4-Loch Anschluss mit Pyramidenauf- nahme und Drehjustierung, Edelstahl, 136kg (A-244320) 	
 4-Loch Anschluss Pyramidenaufnah- me, Ti, 166kg (A-245100) 		 4-Loch Anschluss mit Pyramide mit 8mm Axial Offset, Ti, 136kg (A-235400) 	
 4-Loch Anschluss mit Pyramide und Drehjustierung, Ti, 166kg (A-235300) 		 4-Loch Anschluss mit Pyramidenauf- nahme und Drehjustierung, Ti, 166kg (A-245300) 	
 4-Loch Anschluss mit Pyramide, Al, 100kg (A-233100) 		 4-Loch Anschluss mit Pyramidenauf- nahme und 20/20 versetzt + 10 Grad Winkel rechts, Al, 125kg (A-242510) 	
 4-Loch Anschluss Pyramidenaufnahme, Al, 100kg (A-242100) 		 4-Loch Anschluss mit Pyramidenauf- nahme und 20/20 versetzt + 10 Grad Winkel links, Al, 125kg (A-242520) 	
 4-Loch Anschluss für Gewindeeinsatz, Al, 125kg (A-122300) 		 4-Loch Anschluss mit Pyramidenauf- nahme und 20/20 versetzt, Al, 125kg (A-242500) 	
 4-Loch Anschluss mit Pyramide und Drehjustierung, Edelstahl, 136kg (A- 234320) 			

Gewindeeinsatz für 3- oder 4-Arm Schaftadapter			
 Schaftadapter mit Pyramide, Edelstahl, 100kg (A-134300) 		 Schaftadapter mit Pyramide, Ti, 166kg (A-135300) 	
 Schaftadapter mit Pyramidenaufnah- me, Edelstahl, 100kg (A-144300) 		 Schaftadapter mit Pyramidenaufnah- me, Ti, 166kg (A-145300) 	
		 Schaftadapter mit Pyramidenaufnahme und Außengewinde, Ti, 166kg (A-145310) 	