



Nichts
geht
ohne?



OA Move
Was sonst!


OA Move: Entlastung plus Kompression.

Die neue OA Move Knieorthese wurde speziell für aktive Menschen mit beginnender Gonarthrose entwickelt. Dank der Entlastung und Funktionsverbesserung können Anwenderinnen und Anwender wieder schmerzfrei aktiv sein. Durch die zertifizierte medizinische Kompression können sich Schwellungen und die Kniegelenksteifigkeit verringern. Die Propriozeption und der Bewegungsradius (ROM) werden verbessert.

Original-3-Punkt-Wirkprinzip. Ja, klar!

Alle Össur Entlastungsorthesen basieren auf dem bewährten Original-3-Punkt-Wirkprinzip mit nachweislich klinischer Wirksamkeit.

Die Entlastungswirkung basiert auf zwei Kräften, die am Oberschenkel (1) und Unterschenkel (2) aufgebracht werden, sowie einer daraus entstehenden dritten Korrekturkraft am Kniegelenk (3). Die Last wird umverteilt, der Druck verringert sich und das Gelenk wird entlastet.



Össur Gonarthrose-Orthesen: Für jedes Stadium eine wirksame Lösung

<p>OA Move Hilfsmittelnummer: 23.04.04.0010</p> <p>Indikationen: Leichte bis moderate Gonarthrose</p> <p>A</p> 	<p>OA Ease Hilfsmittelnummer: 23.04.04.0005</p> <p>Indikationen: Leichte bis moderate Gonarthrose</p> <p>B</p> 	<p>Unloader One® X Hilfsmittelnummer: 23.04.04.1020</p> <p>Indikationen: Moderate bis schwere Gonarthrose</p> <p>C</p> 
<p>Össur Entlastungslevel</p>		



Ich verschreibe Össur Knieorthesen,
um eine langfristige Entlastung für
das Knie zu erreichen.

Dr. med. Frank Styra
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Mehr Wissen?
Ja, klar!

